




REF	DD-92001D	CE	IVD	 2013/12	LOT	R11A115
------------	------------------	-----------	------------	--	------------	----------------

English
Intended Use:
MISSION CONTROL™ Blood Gas and Electrolyte Control is an assayed quality control material intended for monitoring the measurements of pH,pCO₂, pO₂ in blood gas analyzers and sodium, potassium, chloride, lithium, ionized calcium and total carbon dioxide in ISE electrolyte analyzers.

Product Description:
This control material is provided for monitoring analyzer performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing approximately 1.8 ml of solution. Ampules are packaged 10 per tray with each box containing 3 trays, for a total of 30 ampules per box.

Active Ingredients:
MISSION CONTROL™ is a buffered solution of electrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). It has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂, and N₂. This control contains no human-based materials.

Directions for Use
Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary mode techniques.

Limitation:
1. This control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions, which would affect the testing of blood.

2. This product is intended for use as a quality control material and can assist in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program.

Storage:
Store at 18-25 °C. Avoid freezing and exposure to temperatures greater than 30 °C. You may also store at 4-25 °C without adverse effect.

Expected Ranges:
The values for each control analyte on the enclosed Expected Ranges Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for these ampules when tested at 23 °C. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree C that the temperature of the ampules varies from 23 °C).

The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own expected values and control limits. The mean value established should fall within the Expected Ranges shown on the chart.

DEUTSCH
Vorgesehener Gebrauch:
MISSION CONTROL™ Blutgas- und Elektrolyt-Kontrolle ist eine Qualitätskontrollprüfung, die zur Überwachung der Messungen des pH-Wertes pCO₂, pO₂ in Blutgasanalytoren und Natrium, Kalium, Chlorid, Lithium, ionisiertes Calcium und Total-Kohlendioxid in ISE-Elektrolyt-Analysatoren dient.

Produktbeschreibung:
Diese Kontrolle dient für die Überwachung der Analyserleistung. Es ist in verschlossenen Glasampullen verpackt mit jeweils etwa 1.8 ml Lösung. Ein Karton beinhaltet 3 Fächer mit jeweils 10 Ampullen. Es sind insgesamt 30 Ampullen pro Karton.

Aktive Inhaltsstoffe:
MISSION CONTROL™ ist eine gepufferte Lösung von Elektrolyten (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ äquilibriert. Diese Kontrolle enthält keine menschlichen Grundmaterialien.

Gebrauchsanweisung:
Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analyзатор ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probeahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direkteinführung, Spritzentransfer oder Kapillar-Modus-Techniken.

Begrenzung:
1. Diese Kontrolle ist auf viele instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein echtes Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigt, erkennen.

2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Bewerter fuer die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontroll-Programmen Ersatz leisten.

Lagerung:
Bei 18-25 ° C aufbewahren. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 ° C. Die Lagerung bei 4-25 °C ist ohne negative Auswirkung.

Wertbereiche:
Die Werte für jeden Kontrollanalyt auf der beiliegenden Wertebereichtabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt das erwartete Resultat für die jeweilige Ampulle bei der Prüfung bei 23 ° C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um rund ein Prozent (1%) pro Grad C, die Temperatur der Ampulle variiert um 23°C).

Die erwarteten Wertbereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analysegeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Wertewarungen und Kontrollbeschränkungen erstellen. Der selbst-erstellte Mittelwert sollte dem auf der vorgegebenen Wertebereichtabelle entsprechen.

FRAŒAIS
Utilisation pr vue :
MISSION CONTROL™ Contr le de gaz et d' lectrolyte de sang est un mat riel pour analyse de contr le de qualit  destin    surveiller les mesures de pH pCO₂, pO₂ en analyseurs et sodium de gaz de sang, potassium, chlorure, lithium, calcium ionis  et anhydride carbonique total dans des analyseurs d' lectrolyte d'ISE.

Description de produit :
Ce mat riel de contr le est destin  pour surveiller l'ex cution d'analyseur. Il est emball  dans les ampoules de verre scell es, chaque contient approximativement 1.8 ml de solution. Les ampoules sont emball es par 10 par plateau avec chaque bo te contenant 3 plates.

Substances actives :
MISSION CONTROL™ est une solution tampon des  lectrolytes (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Elle a  t   quilibr e avec les niveaux sp cifiques du CO₂, de l'O₂ et du N₂. Ce contr le ne contient aucun mat riaux humain-bas .

Notices d'emploi
Introduire imm diatement le liquide de l'ampule   l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour pr lever un mat riel de contr le. Utilisez l'aspiration directe, le transfert de seringue, ou les techniques de mode capillaire.

Limitation :
1. Ce contr le est sensible   beaucoup de facteurs reli s au contr le de qualit  et peut aider    valuer l'ex cution des instruments de laboratoire. Parce que ce n'est pas un mat riel sang-bas , il peut ne pas d tecter certains d fauts de fonctionnement, qui affecteraient l'essai du sang.

2. Ce produit est pr vu pour l'usage comme mat riel de contr le de qualit  et peut aider    valuer l'ex cution des instruments de laboratoire. Cette solution ne es para ser usada como un estandar de calibraci n y no puede ser remplazado en otros aspectos del programa de control de calidad.

Stockage :
Stock   la temp rature 18-25  C.  vitez de geler et exposer aux temp ratures plus hautes que 30  C. Vous pouvez  galement stocker 4-25  C sans effet adverse.

Gammes pr vues :
Les valeurs pour chaque analyte de contr le sur le diagramme de gammes incluses sont bas es sur des d terminations multiples effectu es sur les  chantillons al atoirement choisis provenant de chaque sort. Le liste pour chaque instrument repr sente la gamme pr vue pour ces ampoules une fois examin e   23  C. (Note : les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degr  C que la temp rature des ampoules change de 23  C).

Les gammes pr vues sont fournies comme guide dans l' valuation de performance d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peut changer, chaque laboratoire devrait  tablir ses propres valeurs et limites de commande. La valeur moyenne  tablie devrait faire partie des marges pr vues montr es sur le diagramme.

ESPA OL
Uso:
MISSION CONTROL™ para Gases Arteriales y Electro litos es un material aprobado para el control de calidad en el monitoro de mediciones de pH, pCO₂, PO₂ en analizadores de gases arteriales y de sodio, potasio, cloro, litio, calcio ionizado y d xido de carbono en analizadores de electro litos.

Descripci n del Producto:
Este material de control es suministrado para monitorar el funcionamiento del analizador. El paquete sellado contiene ampollas de vidrio, cada una con aproximadamente 1.8 ml de soluci n. Las ampollas est n empacadas de a 10 unidades por bandeja y cada caja contiene 3 bandejas, para un total de 30 ampollas por caja.

Ingredientes Activos:
MISSION CONTROL™ es una soluci n buffer de electro litos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Esta ha sido calibrada con niveles espec ficos de CO₂, O₂ y N₂. Este control no contiene ning n material humano-basado.

Instrucci n para su uso:
Introduzca el l quido directamente al analizador, a trav s de la ampolla, siguiendo las instrucciones del fabricante para el muestreo de material de control. Utilice con aspiraci n directa, transferencia por jeringa o t cnicas capilares da modalidade.

Limita es:
1. Este control   sensible a muchos factores relativos al instrumento que pueden afectar los resultados anal ticos. Debido a que este material no tiene base sangu nea, no podr  detectar algunas anomal as que podr n afectar los resultados de pruebas de sangre.

2. La intenci n de este producto es que sea usado como material de control de calidad y pueda asistir en la evaluaci n del funcionamiento de instrumentos de laboratorio. Esta soluci n no es para ser usada como un estandar de calibraci n y no puede ser remplazado en otros aspectos del programa de control de calidad.

Almacenamiento:
Almacenar entre 18-25  C. Evite su congelamiento y la exposici n a altas temperaturas, mayores a 30  C. Usted puede tambien almacenarlo entre 4-25  C sin presentar efectos adversos.

Rangos esperados:
El inserto con los valores esperados para cada par metro se ha basado en multiples determinaciones hechas con muestras seleccionadas aleatoriamente por cada lote. El listado para cada instrumento representa el rango esperado por prueba usando ampollas a temperatura de 25  C. (Nota: Los valores de pO₂ variar inversamente en un uno por ciento (1%) por cada grado Celsius en proporci n a la variaci n de la temperatura desde los 23  C).

Los rangos esperados se suministran como una gui n en la evaluaci n del funcionamiento de los analizadores. Las condiciones pueden haber estado desde que los instrumentos fueron dise ados y cada laboratorio debera de establecer su propio criterio de aceptaci n de valores.

PORTUGU S
Uso pretendido:
MISSION CONTROL™ G s de sangue e Controle do eletr lito   um material analisado do controle da qualidade pretendido para monitorar as medidas de pH, de pH, pCO₂, pO₂ em analisadores de g s do sangue e o s dio, pot ssio, cloreto, lit o, ioniz o do c lcio e d xido de carbono total em analisadores de eletr lito de ISE.

Descri o de produto:
Este material de control   fornecido para o desempenho do analisador da monitora o.   embalado em ampola do vidro selado, cada contendo de aproximadamente 1.8 ml da solu o. As ampola s o empacotadas 10 por a bandeja com cada caixa que contem 3 bandejas, para um total de 30 ampola por a caixa.

Ingredientes ativos:
MISSION CONTROL™   uma solu o protegida de eletr litos (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Foi equilibrado com n veis espec ficos de CO₂, O₂, and N₂. Este control n o contem nenhum material humano-baseado.

Sentidos para o uso
Introduza imediatamente o l quido da ampola ao analisador, depois do instrumento manufacturer' instru es para provar um material do controle. Aspira o direta do uso, transfer ncia da seringa, ou t cnicas capilares da modalidade.

Limita o:
1. Este control   sens vel a muitos proveja os fatores relacionados que afetam resultados anal ticos. Porque n o   um material sangue-baseado, n o pode detectar determinados maus funcionamentos, n o afetaria o teste do sangue.

2. Este produto   pretendido para o uso como um material do controle da qualidade e pode ajudar em avaliar o desempenho de instrumentos do laborat rio. N o   para o uso como um padr o da calibra o e seu uso n o deve substituir outros aspectos de um programa de controle completo da qualidade.

Armazenamento:
Lugar em 18-25  C. Evite congelar-se e exposi o  s temperaturas maiores do que 30  C. Voc  pode igualmente manter 4-25  C sem efeito adverso.

Escalas previstas:
Os valores para cada analyte do controle na carta de escalas prevista incl da s o baseados em determina es m ltiplas executado em amostras aleat rias selecionadas de cada lote. A lista para cada instrumento representa a escala prevista para esta ampola quando testado em 23  C. (Nota: os valores pO₂ variam inversa por aproximadamente um por cento (1%) por o grau C que a temperatura das ampola varia de 23  C).

As escalas previstas s o fornecidas como um gui n do desempenho de avalia o do analisador. Desde o instrumento as condi es do projeto e de funcionamento podem variar cada laborat rio deve estabelecer seus pr prios valores previstos e limites de controle. O valor m dio estabelecido deve cair dentro das escalas previstas mostradas na carta.

CHINESE
用途
MISSION CONTROL™ 血气(和电解质)控制是用于监测血气分析仪测量的pH, pCO₂, pO₂以及电解质分析仪测量的钠, 钾, 氯, 锂, 离子钙和总二氧化碳结合力分析质控制物质。

产品介绍
本质量控制用于监测仪器的性能表现, 它是密封在玻璃安瓿瓶里, 每瓶含有2毫升的溶液, 每板由10个安瓿瓶, 每盒3板共30个安瓿瓶。

活性成份
MISSION CONTROL™ 是电解质离子(Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻)缓冲液, 并由特殊水平的CO₂, O₂和N₂平衡而成的。本控制不包含有人血清成份。

使用方法
打开后应立即应用于分析, 按照仪器生产商要求测试控制物质, 可以用直接加样吸取, 或用注射器转移, 应用毛细管方法。

局限性
本控制对影响分析结果很多相关因素敏感, 因为它不是血为基础的质控, 它不能检测能够影响测量血液时表现出的仪器某种故障。

本产品作为质控物质能帮助评价实验室仪器的性能表现, 并不能作为校准品使用, 也不能取代一个完整质量控制程序的其他方面。

贮存
18-25摄氏度保存, 避免冷冻或放置于30度以上的温度中, 放置于4-25摄氏度中也无不良影响。

靶值范围
附在盒中每个质控物质的靶值范围是任选一个批号安瓿瓶多次测量的结果, 列出的每个仪器测量结果代表该实验室根据23摄氏度测量的结果(注释: pO₂值会在温度每偏差23摄氏度1度时, 结果以相反的方向偏离1%)。

靶值范围仅作为评价仪器性能表现的参考指导, 由于仪器的设计和操作条件可能会有变化, 每个实验室应建立自己的靶值及范围, 平均值应在靶值表范围内。

Русский
Способ применения:
MISSION CONTROL™ Анализ газов крови и электролитов - это проверенный контроль качества материалов, применяемый для мониторинга измерения pH, pCO₂, pO₂ в аппарате для анализа газа крови, а также натрия, калия, хлорида, лития, ионизированного кальция и всего углекислого газа в электролитных анализаторах ISE.

Описание продукта:
Этот контрольный материал применяется для мониторинга анализируемых характеристик. Он упаковывается в запаянные стеклянные ампулы, каждая из которых содержит приблизительно 1.8 мл раствора. Ампулы упаковываются по 10 штук на лотке и по 3 лотка в коробке, значит всего по 30 штук в коробке.

Активные ингредиенты:
MISSION CONTROL™ - это буферезированный раствор электролитов (Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, Li⁺, HCO₃⁻/CO₃²⁻). Он сбалансирован на специальном уровне CO₂, O₂ и N₂. Этот анализ не содержит материалов на базе человеческого организма.

Инструкции по использованию:
Срочно передать жидкость из ампулы на анализатор, соблюдая инструкции производителя прибора для образцов контрольного материала. Использовать прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод.

Ограничения:
1. Этот анализ чувствителен ко многим факторам, связанным с приборами, влияющими на аналитические результаты. Поскольку это материал не на основе крови, невозможно обнаружить точных дисфункций, которые влияют на анализ крови.

2. Этот продукт используется как контрольный материал на качество и может помочь в оценке характеристики лабораторных приборов. Он не используется для калибровки эталонов и не может заменить другой подход к выполнению контроля качества.

Хранение:
Хранить при 18-25  C. Избегать замерзания и повышения температуры свыше 30  C. Может быть хранен при температуре 4-25  C без появления неблагоприятного эффекта.

Ожидаемые диапазоны:
Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Диапазонов, основанную на множестве определенных характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Значения для каждого прибора представляют ожидаемый диапазон для ампул, тестируемых при 23  C. (Примечание: величина pO₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ампулы от 23  C).

Ожидаемые Диапазоны в качестве индикатора при оценке характеристики анализатора. С тех пор как дизайн и условия работы прибора могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свою собственную ожидаемую величину и контрольные лимиты. Значение ожидаемой величины должно попадать в Ожидаемый Диапазон, указанный на диаграмме.



Mission Control™ Blood Gas and Electrolyte Control - Level 1

LOT R11A115
2013/12

Expected Ranges Chart

Blood Gas/ISE Analyzer	pH			pCO ₂ mmHg			pO ₂ mmHg			Na ⁺ mmol/L			K ⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mmol/L			Cl ⁻ mmol/L			Li ⁺ mmol/L			tCO ₂ mmol/L		
	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max
Abbott/ I-Stat BG, E+	7.081	7.024	- 7.138	88	79	- 98	76	63	- 90	118	113	- 124	1.91	1.76	- 2.06	1.71	1.46	- 1.97	90	83	- 97						
Diamond CARELYTE										117	111	- 123	2.16	1.98	- 2.32	2.02	1.64	- 2.31	86	78	- 92	0.30	0.28	- 0.34			
Diamond PROLYTE										115	109	- 121	2.05	1.90	- 2.21				76	70	- 82						
Diamond SMARTLYTE, GEMLYTE										111	105	- 116	2.01	1.85	- 2.17	1.79	1.52	- 2.06	78	72	- 84	0.28	0.24	- 0.32			
IDEXX VetLyte										116	110	- 122	2.30	2.14	- 2.46				87	79	- 95						
IL 1304, 1306, 1312	7.081	7.024	- 7.138	84	75	- 94	64	53	- 76																		
IL 1610, 1620	7.081	7.024	- 7.138	90	80	- 100	62	51	- 73																		
IL 1630, 1640, 1650	7.081	7.024	- 7.138	90	80	- 100	62	51	- 73	119	113	- 125	1.91	1.76	- 2.06	1.68	1.43	- 1.94	87	80	- 94						
IL BG3	7.081	7.024	- 7.138	87	78	- 97	65	54	- 77																		
IL BGE	7.081	7.024	- 7.138	88	79	- 98	64	53	- 76	118	112	- 124	1.81	1.66	- 1.96	1.70	1.44	- 1.96	87	80	- 94						
IL Gem Premier, 3000	7.077	7.021	- 7.134	87	77	- 96	69	57	- 81	123	117	- 129	1.91	1.76	- 2.06	1.70	1.44	- 1.96									
IL Synthesis 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	7.081	7.024	- 7.138	85	76	- 94	64	53	- 76	119	113	- 125	1.88	1.73	- 2.03	1.72	1.47	- 1.97	88	81	- 95						
ITC IRMA TRUpoint	7.10	7.04	- 7.15	88	79	- 98	71	58	- 84																		
Medica EasyElectrolytes										119	114	- 125	2.06	1.89	- 2.23	2.16	1.83	- 2.48	81	75	- 88	0.29	0.26	- 0.32			
Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca	7.080	7.023	- 7.137							119	114	- 125	2.06	1.89	- 2.23	2.16	1.83	- 2.48	84	77	- 91	0.30	0.27	- 0.33			
Medica ISE Module										121	116	- 127	2.16	1.99	- 2.33	2.16	1.83	- 2.48	84	78	- 91	0.31	0.28	- 0.34			
Nova Electrolyte Systems	7.101	7.044	- 7.158							119	114	- 125	2.11	1.94	- 2.28	2.27	1.93	- 2.61	89	82	- 96	0.31	0.28	- 0.35	26	22	- 30
Nova Stat Profile Systems	7.1114	7.054	- 7.169	87	78	- 97	67	55	- 79	118	113	- 124	2.01	1.85	- 2.17	1.73	1.47	- 1.99	84	77	- 91						
Nova pHox Series	7.119	7.062	- 7.176	88	79	- 98	73	60	- 86	118	113	- 124	2.01	1.85	- 2.17	1.73	1.47	- 1.99	84	77	- 91						
OptiMedical Opti 1	7.12	7.06	- 7.18	88	79	- 98	73	60	- 86																		
OptiMedical Opti CCA	7.12	7.06	- 7.18	88	79	- 98	76	63	- 90	115	109	- 120	1.81	1.66	- 1.96	1.72	1.46	- 1.98	79	73	- 86						
OptiMedical LION	7.08	7.01	- 7.15							103	100	- 105	1.41	1.36	- 1.46	1.72	1.45	- 1.98	82	75	- 90						
OptiMedical R	7.12	7.06	- 7.18	89	79	- 99	83	70	- 96	112	106	- 117	1.31	1.16	- 1.46	1.68	1.41	- 1.94									
Radiometer ABL 3, 30, 300, 330	7.101	7.044	- 7.158	87	78	- 97	69	57	- 82																		
Radiometer ABL 5	7.07	7.01	- 7.13	82	73	- 91	68	56	- 79																		
Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520	7.073	7.016	- 7.130	85	76	- 94	82	69	- 95	118	113	- 124	1.91	1.76	- 2.06	1.88	1.60	- 2.16									
Radiometer ABL 555	7.094	7.037	- 7.151	79	70	- 88	75	62	- 88	118	113	- 124	1.91	1.75	- 2.06	1.88	1.59	- 2.16									
Radiometer ABL 70, 77	7.114	7.057	- 7.172	91	81	- 101	64	52	- 75	121	115	- 127	1.99	1.83	- 2.15	2.02	1.72	- 2.33	84	77	- 91						
Radiometer ABL 600, 610, 620, EML-100	7.081	7.024	- 7.138	88	79	- 98	73	60	- 86	118	113	- 124	1.91	1.76	- 2.06	1.88	1.60	- 2.16	79	72	- 85						
Radiometer ABL 705, 710, 715, 720, 725	7.081	7.025	- 7.138	88	78	- 98	71	59	- 84	121	115	- 127	1.91	1.75	- 2.07	1.88	1.60	- 2.16	79	72	- 85						
Radiometer ABL 805, 810, 815, 825, 830, 835	7.085	7.029	- 7.142	89	79	- 99	72	60	- 85	121	115	- 127	1.91	1.75	- 2.07	1.90	1.62	- 2.18	77	70	- 83						
Roche/AVL 945, 947	7.061	7.005	- 7.118	89	80	- 99	78	64	- 92																		
Roche/AVL 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988	7.081	7.024	- 7.138							117	112	- 123	1.91	1.76	- 2.07	1.76	1.49	- 2.02	87	80	- 94	0.29	0.26	- 0.32	24	20	- 28
Roche/AVL 990, 995	7.081	7.025	- 7.138	88	78	- 98	71	59	- 84	121	115	- 127	1.91	1.75	- 2.07	1.88	1.60	- 2.16	79	72	- 85						
Roche/AVL 9110, 9140	7.081	7.024	- 7.138							111	105	- 117	2.10	1.95	- 2.26	2.01	1.73	- 2.28									
Roche AVL 9120, 9130										112	107	- 118	2.01	1.85	- 2.18				85	78	- 92						
Roche/AVL 9180, 9181										109	104	- 115	2.05	1.89	- 2.24	1.84	1.56	- 2.11	78	72	- 85	0.30	0.27	- 0.34			
Roche/AVL Cobas b 121	7.111	7.055	- 7.168	86	77	- 95	48	38	- 58	119	114	- 125	2.11	1.96	- 2.27	1.79	1.51	- 2.07	87	80	- 94						
Roche/AVL Cobas b 221	7.101	7.045	- 7.158	86	77	- 95	46	36	- 56	119	114	- 125	2.11	1.96	- 2.27	1.79	1.51	- 2.07	87	80	- 94						
Roche/AVL Cobas Mira ISE										113	107	- 119	2.13	1.98	- 2.29				88	81	- 95						
Roche/AVL Compact Series	7.061	7.005	- 7.118	89	80	- 99	76	62	- 90																		
Roche/AVL OMNI Series	7.081	7.024	- 7.138	90	80	- 100	59	49	- 70	117	112	- 123	1.91	1.76	- 2.07	1.76	1.50	- 2.03	88	81	- 95						
Siemens/Bayer 238	7.09	7.03	- 7.15	89	80	- 99	73	63	- 90																		
Siemens/Bayer 248	7.107	7.05	- 7.164	85	77	- 95	69	56	- 77																		
Siemens/Bayer 278, 280, 288	7.091	7.034	- 7.148	89	80	- 99	69	60	- 85	117	111	- 123	1.61	1.48	- 1.74	1.81	1.54	- 2.08	84	77	- 90						
Siemens/Bayer 348	7.099	7.042	- 7.156	81	71	- 91	72	65	- 79	115	109	- 122	2.19	2.09	- 2.39	1.91	1.78	- 2.04	87	81	- 94						
Siemens/Bayer 614, 634, 644, 654, 664	7.10	7.04	- 7.16							118	112	- 124	1.91	1.76	- 2.06	1.78	1.51	- 2.04	84	77	- 90				24	20	- 28
Siemens/Bayer 840, 845, 850, 855, 860, 865	7.105	7.048	- 7.162	82	73	- 91	69	58	- 81	110	104	- 116	1.98	1.83	- 2.13	1.83	1.57	- 2.09	81	74	- 87						
Siemens/Bayer RapidPoint 400, 405	7.101	7.044	- 7.158	91	81	- 101	63	55	- 78	115	109	- 121	1.81	1.66	- 1.96	1.72	1.46	- 1.98	79	73	- 86						
TechnoMedica GASTAT 600, 601, 602i	7.09	7.034	- 7.147	102	92	- 112	75	62	- 87	118	112	- 124	2.00	1.85	- 2.15	1.92	1.64	- 2.20	85	79	- 92						