

**Product And Manufacturer Information**

- Contents:** 1 - Na<sup>+</sup> Electrode non-refillable.  
2 - Electrode connectors
- Intended Use:** Use with Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.
- Storage:** Store the Na<sup>+</sup> electrode at room temperature (18-25 °C) until you are ready to use it in your system.
- Precautions:** Daily Rinse may need to be run if noise, drift, or mV range errors are observed.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**For Technical Assistance call:**  
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

**Installation**

- 1 Firmly grasp red caps on the electrode and pull to remove.
- 2 Attach electrode connectors.
- 3 Install electrode in your system.
- 4 Allow the Na<sup>+</sup> electrode to equilibrate for at least 15 minutes.
- 5 Perform a calibration.
- 6 Analyze a quality control samples.

**Warranty**

Warranty is calculated 12 months from the date of shipment from Holliston, MA.



### Информация за производителя и продукта

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Съдържание:</b>      | 1 – Не-Пълним Na <sup>+</sup> Електрод.<br>2 – Електродни конектори   |
| <b>Приложение:</b>      | Използвайте със Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.                   |
| <b>Съхраняване:</b>     | Съхранявайте Na <sup>+</sup> електрода при стайна температура (18-25°C) докато сте готови да го използвате в системата си |
| <b>Предпазни мерки:</b> | Трябва да се чисти с почистващ разтвор всекидневно, при появата на шум, търкане или др. Проблеми.                         |

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**За Техническа помощ се обадете на**  
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

### Инсталация

- 1 Хванете здраво червената капачка на електрода и я дръпнете , за да е премахнете.
- 2 Свържете електродните конектори.
- 3 Монтирайте лектродите във ваша̀а система.
- 4 Позволете на K<sup>+</sup> електрода да се уравни за минимум 15 минути.
- 5 Направете настройки.
- 6 Анализирайте контролната проба.

### Гаранция

Гаранцията се изчислява 12 месеца след датата на изпращане от Holliston, MA.



### Informace o produktu a výrobci

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Obsah:</b>              | 1 - Na <sup>+</sup> sodíková iontově selektivní elektroda (jednorázová, bez možnosti doplnění).<br>2 - spojky pro připojení elektrody |
| <b>Doporučené použití:</b> | Kompatibilní pouze s Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILYte a Menarini SpotLyte Electrolyte analyzéry.                            |
| <b>Skladování:</b>         | Elektrodu skladujte při pokojové teplotě (18-25°C) až do doby jejího použití.   |
| <b>Prevence:</b>           | Elektrodu čistěte denně čistícím roztokem. Předejdete tak nechtěnému šumu, hluku, posunu nebo chyb v rozsahu mV.                      |

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Technická asistence na čísle:**  
Diamond Diagnostics technický servis 1-508-429-0450

### Instalace

- 1 Pevně uchopte červený uzávěr elektrody a tahem jej odstraňte.
- 2 Připevněte spojky na elektrodu.
- 3 Nainstalujte elektrodu.
- 4 Ekvilibrujte elektrodu po dobu nejméně 15 minut.
- 5 Proveďte kalibraci.
- 6 Zanalyzujte kontrolní vzorek (vzorek kvality jakosti).

### Záruka

Záruka je počítána 6 měsíců od data odeslání z Hollistonu, MA.



**Information Produit et Fabricant**

**Contenu:** 1 - Na<sup>+</sup> Électrode non-rechargeable.  
2 - Connecteurs pour électrode

**Conseil d'utilisation:** Utilisation avec Analyseurs Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte et Analyseurs Électrolyte Menarini SpotLyte.

**Stockage:** Conservez le Na<sup>+</sup> électrode à température ambiante (18-25°C) jusqu'à la première utilisation.

**Précautions:** Nettoyage quotidien souhaité si erreurs constatés (bruit, dérivation, décalage de valeurs).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Pour plus de renseignements contactez:**

Diamond Diagnostics - Support Technique +1-508-429-0450

**Installation**

- 1 Retirez le capuchon rouge de l'électrode.
- 2 Attachez l'électrode aux cables.
- 3 Installez l'électrode dans votre système.
- 4 Laissez le réagir (s'équilibrer) pendant au moins 15 minutes.
- 5 Faites un calibrage.
- 6 Pour contrôle qualité faites un test analyse.

**Garantie**

12 mois a partir de la date d'expédition départ Etats-Unis, Holliston, MA.



### Produkt und Hersteller Information

**Inhalt:** 1 – Na<sup>+</sup> Elektrode – nicht aufladbar.  
2 – Elektrode Anschlüsse

**Verwendungszweck:** Verwenden Sie mit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL Ilyte und Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzatoren  
**Lagerung:** Bewahren Sie die Kalium Elektrode bei Raumtemperatur (18-25°C) bis Sie bereit sind es in Ihrem System zu verwenden.

**Vorsichtsmassnahmen:** Sie müssen möglicherweise die tägliche Reinigung Lösung ausführen, wenn die Rauschen oder Rutschen oder bei der mV Werte Fehler beobachtet werden.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Um die Technische Hilfe zu bitten, rufen Sie die folgende Telefonnummer**  
Diamond Diagnostics Technischer Kundendienst: + 1-508-429-0450

### Installation

- 1 Entfernen Sie das Klebeband von der Elektrode.
- 2 Verbinden Sie die Elektrode Anschlüsse.
- 3 Instllieren Sie die Elektrode in Ihrem System.
- 4 Lassen Sie die Na<sup>+</sup> Elektrode für mindestens 15 Minuten ausgleichen..
- 5 Führen Sie eine Kalibrierung.
- 6 Analyse einer Qualitätskontrolle Probe.

### Garantie

Garantie wird berechnet von 12 Monaten ab dem Datum des Versands von Holliston, MA



### Információk a Termékről és a Gyártóról

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Tartalom:</b>       | 1 db Na <sup>+</sup> Elektróda<br>2 db elektróda-csatlakozó   |
| <b>Felhasználás:</b>   | Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte elektrolit analizátorokhoz.                              |
| <b>Tárolás:</b>        | A Na <sup>+</sup> elektródát közvetlenül a rendszerben történő felhasználásig tárolja szobahőmérsékleten (18-25°C)!       |
| <b>Figyelmeztetés:</b> | Ha zajos vagy eltolt jelet, illetve mV-jellegű hibát tapasztal, használja a tisztítófolyadékot (Daily Cleaning Solution). |

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Technikai Segítségért hívja az alábbi telefonszámot:**

Diamond Diagnostics - Technikai Ügyfélszolgálat: +1-508-429-0450

### Használat

- 1 Távolítsa el a ragasztószalagot!
- 2 Csatlakoztassa az elektróda-csatlakozókat!
- 3 Helyezze üzembe az elektródát!
- 4 Hagyja az elektródát működni legalább 15 percig, hogy beálljon a megfelelő értékre.
- 5 Végezzen kalibrálást.
- 6 Elemezzen egy minőségellenőrző mintát.

### Garancia

A Garancia időtartama 12 hónap, melynek kezdetét Hollistonból, MA államból történő szállítással számítjuk.



### Informazioni della Manifatturazione e del Prodotto

- Contenuti:** 1 - Na<sup>+</sup> Elettrodo non-ricaricabile  
2- Presa da Elettrodo
- Uso previsto:** Usare con Diamond Prolyte, Medica Easylite, IL Lyte e Menarini SpotLyte Analizzatori Elettroliti.
- Conservazione:** Conservare l'Elettrodo Na<sup>+</sup> a temperature ambiente (18-25°C) fino all'usare nel suo sistema.
- Precauzioni:** Daily Cleaning Soluzione bisogna utilizzare nel caso di rumore, frizione o errori del valore "mV".

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Per un'Aiuto Tecnico chiamare il numero seguente:**

Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

### Installazione

- 1 Prendere con forza la capsula rossa dell'elettrodo e tirarla per eliminare..
- 2 Collegare la presa dell'Elettrodo.
- 3 Installare l'Elettrodo nel suo sistema.
- 4 Lasciare a funzionare l'elettrodo almeno per 15 minuti.
- 5 Faccia una calibrazione.
- 6 Analizzare il risultato dell'esempio del test di qualità.

### Garanzia

La durata della garanzia sono 12 mesi incominciati dalla data del trasporto dal Holliston, stato di MA



#### Produtos e Informações do Fabricante

**Conteúdos:** 1 - Na<sup>+</sup> Elétrodo não-recarregável.  
2 - Electrode connectors

**Preendido Uso:** Uso com Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte e Menarini SpotLyte Analisadores de eletrólitos.

**Armazenamento:** O Na<sup>+</sup> Elétrodo deve ser armazenado a temperatura ambiente (18-25 °C) até que você esteja pronto para usá-lo em seu sistema.

**Precauções:** Solução de limpeza diária pode ser necessário operado se barulho, movimento, ou mV erros de gama são observados..

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Para Assistência Técnica Ligue:**

Diamond Diagnostics Assistência Técnica a 1-508-429-0450

#### Instalação

- 1 Segure firmemente as tampas vermelhos nos eletrodos e puxe para remover.
- 2 Anexar os conectores de eletrodo.
- 3 Instale o eletrodo em seu sistema.
- 4 Deixe o eletrodo de Na<sup>+</sup> equilibrar por pelo menos 15 minutos.
- 5 Execute uma calibração.
- 6 Analisar uma amostra de controle de qualidade.

#### Garantia

Garantia é calculado doze meses a partir da data de expedição do Holliston, MA.



### Informații despre produs și producător

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Conținut:</b>   | 1 electrod de Na <sup>+</sup><br>2 conectori pentru electrod   |
| <b>Utilizare:</b>  | A se folosi cu analizor electrolit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte. |
| <b>Depozitare:</b> | Electrodul Na <sup>+</sup> trebuie ținut la temperatura camerei (18-25°C) până la prima folosire.    |
| <b>Precauție:</b>  | Dacă observați semnal bruiat, deplasat sau eroare de interval mV, clătiți electroda cu Daily Rinse.  |

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Pentru asistență tehnică apălați la:**  
Serviciul Technic Diamond Diagnostics 1-508-429-0450

### Instalare

- 1 Îndepărtați banda adezivă de pe corpul electrodeii.
- 2 Atașați connectorii.
- 3 Instalați electrodul în sistemul dumneavoastră.
- 4 Lăsați electrodul 15 minute pentru echilibrare.
- 5 Executați calibrare în două puncte.
- 6 Analizați o mostră de control de calitate.

### Garanție

6 luni de la data expedierii a produsului din Holliston MA, SUA



**Información del Producto y del Fabricante**

**Contents:** 1 – Electrodo de Sodio Na<sup>+</sup> no rellenable.  
2 – Conectores para electrodos

**Uso intencionado:** Use Con los analizadores de Electrolitos Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte y Menarini

**Almacenamiento:** Mantener el Electrodo de Sodio Na<sup>+</sup> en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización

**Precauciones:** Si se detecta ruido, desviación ó errores en los valores de rango mV, se recomienda usar el Enjuague de Diario.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Para obtener asistencia tecnica, por favor llamar al número telefónico:** 1-508-429-0450

**Instalación**

- 1 Agarre fuertemente las puntas rojas encima de los electrodos y jale para retirarlas.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analize una muestra del control de calidad.

**Warranty**

Warranty is calculated 12 months from the date of shipment from Holliston, MA.

