

Mission Complete™

Blood Gas and Electrolyte Linearity - Level 1

REF DD-92901



IVD



2022/01

LOT

1902139

English

Intended Use:
MISSION COMPLETE™ Linearity Control are assayed materials used for confirming the calibration and linearity of blood gas, electrolyte, and metabolite instruments for the analytes and analyzers listed on the Expected Values Chart.

Product Description:

This control material is provided in five (5) distinct levels of pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, covering the significant range of the instrument performance. It is packaged in sealed glass ampules, each containing 1.8 ml of solution. Ampules are packaged in kits containing four (4) ampules of each level.

Active Ingredients:

MISSION COMPLETE™ is a buffered solution of electrolytes, glucose, and lactate. It has been equilibrated with specific levels of CO₂, O₂, and N₂. This control contains no human or biological materials.

Directions for Use:

Immediately introduce the liquid from the ampule to the analyzer, following the instrument manufacturer's instructions for sampling a control material. Use direct aspiration, syringe transfer, or capillary mode techniques.

Limitation:

1. The Linearity Control is sensitive to many instrument related factors that affect analytical results. Because it is not a blood-based material, it may not detect certain malfunctions that would affect the testing of blood.

2. This product is intended for use in evaluating the performance of laboratory instruments. It is not for use as a calibration standard and its use should not replace other aspects of a complete quality control program.

Storage:

The expiration date stated on the Linearity Control packaging is for product stored at 2-8°C. The product may also be stored at room temperature (up to 25°C) for six (6) months, provided the labeled expiration date is not exceeded. Avoid exposure to freezing and temperatures greater than 30°C.

Expected Ranges:

The values for each analyte on the enclosed Expected Values Chart are based on multiple determinations performed on randomly selected samples from each lot. The listing for each instrument represents the expected range for ampules that are at 25°C when tested. (Note: pO₂ values will vary inversely by about one percent (1%) per degree Celsius that the temperature of the ampules varies from 25°C.)

The Expected Ranges are provided as a guide in evaluating analyzer performance. Since instrument design and operating conditions may vary, each laboratory should establish its own acceptance criteria.

DEUTSCH

Vorgesehener Gebrauch:

MISSION COMPLETE™ Linearitätskontrollen sind getestete Stoffe, welche zur Bestätigung der Kalibrierung und Linearität der Blutgas-, Elektrolyse- und Metaboliteninstrumente für die Analysen und Analytoren aufgelisteten Analysen und Analytoren, dient.

Produktbeschreibung:

Diese Kontrollmaterialie ist in fünf (5) verschiedenen Ebenen des pH-Wertes, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺ eingeteilt, welche die signifikante Bandbreite des Instrumentenleistung abdeckt. Es ist in verschlossenen Glasampullen mit jeweils 1,8 ml Lösung verpackt. Die Ampullen sind in Sets mit jeweils vier (4) Ampullen von jeder Stufe aufgeteilt.

Aktive Inhaltsstoffe:

MISSION COMPLETE™ ist eine gepufferte Lösung von Elektrolyten, Glukose und Laktat. Diese wurde mit bestimmten Ebenen von CO₂, O₂ und N₂ äquilibriert. Diese Kontrolle enthält keine menschlichen oder biologische Grundmaterialien.

Gebrauchsanweisung:

Nach dem Öffnen, führen Sie sofort die Flüssigkeit aus der Ampulle in den Analysator ein und folgen Sie den Hersteller-Anweisungen für die Probenahme des Kontrollmaterials. Verfahren Sie mit Direkteinführung, Spritzentransfer oder Kapillar-Modus-Techniken

Begrenzung:

1. Diese Kontrolle ist auf viele instrument-bezogenen Faktoren empfindlich, die das analytische Ergebnis verfälschen kann. Da es kein echtes Blutmaterial ist, kann es daher keine Störungen, die sich in der Untersuchung von richtigem Blut zeigt, erkennen.

2. Dieses Produkt dient als Qualitätskontrolle und soll als Bewerter fuer die Leistung von Laborgeräten eingesetzt werden. Es ist kein Kalibrierstandard und dessen Verwendung sollte nicht an Stelle von anderen kompletten Qualitätskontroll-Programmen ersetzt werden.

Lagerung:

Das Ablaufdatum auf der Linearitätskontrollverpackung gilt für das Lageren von Produkten bei 2-8 ° C. Das Produkt kann auch bei Raumtemperatur (bis zu 25 ° C) für sechs (6) Monate gelagert werden, sofern das angegebene Verfallsdatum nicht überschritten wird. Vermeiden Sie Einfrierung und Aussetzung bei Temperaturen von mehr als 30 ° C.

Wertbereiche:

Die Werte für jeden Analyt auf der beiliegenden Wertbereichstabelle basieren auf mehreren Ermittlungen, die von zufällig ausgewählten Proben von jeder Partie stammen. Die Liste für jedes Instrument beschreibt das erwartete Resultat für jeweilige Ampulle bei der Prüfung bei 25°C. (Hinweis: pO₂ Werte variieren umgekehrt um ein Prozent (1%) pro Grad Celsius, die Temperatur der Ampulle variiert um 25°C.)

Die erwarteten Wertebereiche sollen als Leitfaden bei der Bewertung der Leistung von Analyisiergeräten dienen. Da die Instrumentausführung und Betriebsbedingungen variieren können, sollte jedes Labor seine eigenen Akzeptanzkriterien erstellen.

Français

Utilisation prévue :

MISSION COMPLETE™ Le Contrôle de linéarité sont les matériels analysées, employés pour confirmer le calibrage et les linéarités de gaz de sang, de l'électrolyte, et des instruments de métabolites pour les analyses et les analyseurs énumérés sur le diagramme prévu de valeurs

Description de produit:

Ce matériel de contrôle est fourni dans cinq (5) niveaux distincts de pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, couvrant la gamme significative de l'exécution d'instrument. Elle est emballée dans des ampoules de verre scellées, chaque contient 1,8 ml de solution. Controles son emballés dans les kits contenant quatre (4) ampoules de chaque niveau.

Substances actives :

MISSION COMPLETE™ est une solution tampon d'électrolytes, de glucose, et de lactate. Elle a été équilibrée avec les niveaux spécifiques de la CO₂, O₂, et N₂. Cette commande ne contient aucun matériaux humains ou biologiques.

Notices d'emploi:

Introduisez immédiatement le liquide de l'ampoule à l'analyseur, suivez les instructions du fabricant d'instrument pour prélever un matériel de control. Utilisez par aspiration directe, transférence par seringue, ou les techniques de mode capillaire.

Limitation :

1. Le contrôle de Linéarité est sensible à beaucoup de facteurs reliés par instrument qui affectent des résultats analytiques. Puisqu'il ne soit pas un matériel sang-basé, il ne peut pas détecter certains défauts de fonctionnement qui affecteraient l'essai du sang.

2. Ce produit est prévu pour l'usage en évaluant l'exécution des instruments de laboratoire. Il ne sert pas comme un calibrage standard et son utilisation ne devrait pas remplacer d'autres aspects d'un programme de contrôle de qualité complet.

Stockage :

La date d'échéance indiquée sur l'emballage de Contrôle de Linéarité est pour le produit stocké à 2-8°C. Le produit peut également être stocké à la température ambiante (jusqu'à 25°C) pendant six (6) mois, si la date d'échéance marquée n'est pas excédée. Évitez l'exposition à la congélation et aux températures plus grandes que 30°C.

Gammes prévues :

Les valeurs pour chaque analyses sur le diagramme prévu, inclut de valeurs sont basées sur des déterminations multiples effectuées sur les échantillons aléatoirement choisis provenant de chaque sort. La liste pour chaque instrument représente la gamme prévue pour les ampoules qui sont à 25°C une fois examiné. (Note : les valeurs pO₂ changeront inversement par environ un pour cent (1%) par degré Celsius que la température des ampoules change de 25°C.)

Les gammes prévues sont fournies comme guide dans l'évaluation d'analyseur. Comme la conception d'instrument et les conditions de fonctionnement peuvent se changer, chaque laboratoire devrait établir ses propres critères d'acceptation.

ESPAÑOL

Uso:

Controles de calidad MISSION COMPLETE™ son productos ensayados, usados para confirmar la calibración y linealidad de analitos y analizadores de gases en sangre, electrolitos y metabolitos listados en la Carta de Valores Esperados

Descripción del Producto:

Este material controlador es provisto de 5 niveles distintos de pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, cubriendo un rango significativo del funcionamiento del instrumento. Es empaçado dentro de ampollas de vidrio sellado, cada una conteniendo 1,8 ml de solución. Controles son empaçados en kits de 4 ampollas de cada nivel.

Ingredientes Activos:

MISSION COMPLETE™ es una solución de electrolitos, glucosa y lactato diluidas. Han sido equilibradas con niveles específicos de CO₂, O₂, and N₂. Este control no contiene materiales humanos o biológicos.

Instrucción para su uso:

Introduzca el líquido directamente desde la ampollita al analizador, siguiendo las instrucciones del fabricante para el muestreo de material de control. Utilizelo con aspiración directa, transferencia por jeringa o técnicas capilares.

Limitaciones:

1. El Control de Linealidad ha de ser sensible a factores que pueden afectar los resultados de los analisis en el equipo. Por ser material sin base de sangre, puede que no detecte ciertas disfunciones que afectan el análisis de la sangre.

2. Este producto está diseñado para usarse en la evaluación del funcionamiento de equipos de laboratorio. No es para ser usado como calibrador de estándar y su uso no ha de reemplazar otros aspectos de un programa de control de calidad completo.

Almacenamiento:

La fecha de caducidad indicada en la caja del Control de Linealidad es para productos almacenados a 2-8°C. El producto tambien ha de ser almacenado a temperatura ambiente (hasta 25°C) por seis (6) meses, siempre que la fecha de caducidad no se haya excedido. Evite congelar y temperaturas mayores a 30°C.

Rangos Esperados:

Los valores para cada análisis on Expected Values Esperados se basan en múltiples determinaciones realizadas a muestras seleccionadas aleatoriamente por cada lote. Cada equipo listado representa el rango esperado para ampollas usadas a 25°C. (Nota: Valores de pO₂ pueden variar inversamente en 1% por cada grado Celsius de variación respecto a la temperatura de la ampollita a 25°C.)

Los Rangos Esperados son provistos como una guía para evaluar el funcionamiento del analizador. Dado que el diseño de cada equipo y las condiciones de su operatividad han de variar, cada laboratorio debere de establecer sus propios criterios de aceptación.

PORTUGUÊS

Uso pretendido:

Controle de qualidade MISSION COMPLETE™ é utilizado para confirmar a calibração e a linearidade de instrumentos para gasometria, eletrólitos, e metabólitos para os analisos e analisadores indicados na Tabela de Valores Avaliados.

Descrição de produto:

Este controle é fornecido em cinco (5) diferentes níveis de pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, que cobre o conjunto significativo de desempenho do instrumento. O controle é embalado em ampola de vidro fechada, contendo cada uma 1,8 ml de solução. As ampolas são embaladas em kits contendo quatro (4) ampolas de cada nível.

Ingredientes ativos:

MISSION COMPLETE™ é uma solução tamponada de eletrólitos, glicose e lactato. É equilibrada com níveis específicos de CO₂, O₂ e N₂. Este controle não contém qualquer material humano ou biológico.

Sentidos para o uso:

Introduza imediatamente o líquido da ampola ao analisador, depois do instrumento manufacturer' instruções para obter um material do controle. Aspiração direta do uso, transferência da seringa, ou técnicas capilares da modalidade.

Limitação:

1. O controle de linearidade é sensível a vários fatores relacionados aos instrumentos que afetam os resultados analíticos. Porque não é um material à base de sangue, ele pode não detectar determinadas disfunções que possam afetar a realização dos testes sanguíneos.

2. Este produto é destinado para uso na avaliação do desempenho dos instrumentos de laboratório. Não é para uso como um padrão de calibração e seu uso não deve substituir outros aspectos de um completo programa de controle de qualidade.

Armazenamento:

A data de validade indicada na embalagem do controle de linearidade é para que o produto/ seja armazenado a 2-8°C. O produto também pode ser armazenado a temperatura ambiente (até 25°C) por 6 (seis) meses, desde a data de validade marcada não seja excedida. Evite a exposição à refrigeração alta e a temperaturas superiores a 30°C.

Escalas previstas:

Os valores para cada análise no Expected Values Chart são baseados em múltiplas determinações realizadas em amostras selecionadas de cada lote. A listagem para cada instrumento representa o intervalo previsto para ampollas que, quando testadas, devem estar a 25°C. (Nota: Os valores de pO₂ irão variar inversamente cerca de um por cento (1%) por cada grau Celsius que a temperatura das ampollas varia de 25°C.)

O intervalo previsto é fornecido como um guia para avaliar o desempenho do analisador. Desde que o projeto do aparelho e suas condições de funcionamento possam variar, cada laboratório deve estabelecer os seus próprios critérios.

CHINESE

用途

MISSION COMPLETE™线性质量控制用于确认血气分析仪、电解质分析仪、代谢物质的仪器的定标和线性的分析物质。分析仪器列在期待值图表上。

产品介绍

本质量控制提供5种不同水平的pH、pCO₂、Na⁺、K⁺、Cl⁻、Ca⁺⁺、涵盖了仪器性能表现最重要的范围。它密封在玻璃的安瓿瓶内。每瓶含有1.8毫升溶液。试剂盒中有每个水平控制4瓶。

活性成份

MISSION COMPLETE™是含有电解质、血糖、乳酸的缓冲液。并非经用特殊水平的CO₂、O₂和N₂平衡而成。本质控不含人类或生物性成份物质。

使用方法

打开瓶后立即应用于分析仪。按照仪器生产商要求测试试剂物质。可以用直接取样吸取、使用注射器转移、应用毛细管方法。

局限性

1. 本质控对影响检测结果的因素很多相关因素敏感。由于不是血液基质的，它不能监测到在测量血液时能表现出的仪器故障。

2. 本产品用于评价实验室仪器的性能表现。他不可以用定标也不应取代一个完全质控程序的其他方面。

贮存

线性性质上的有效日期相应产品贮藏在2-8摄氏度。本产品也可贮藏在室温下(到25摄氏度)。在产品没有超过列在质控的日期情况下可稳定6个月。应避免冷冻或贮藏在30度以上的高温下。

数值范围

列在期待值表上的每个分析物质的值是基于从每个批号任意选几样本多次测量的结果。每个仪器测量值表是代表在25摄氏度情况下安瓿瓶的测量范围。(注：pO₂值随着安瓿瓶测量温度偏差1摄氏度以相反的方向偏离1%。)

质控范围是评价仪器性能的参考。由于仪器的设计和操作条件可能变化，每个实验室应建立自己的可接受的标准。

Русский

Способ применения:

Регулировка линейности MISSION COMPLETE™ оценивает материалы используемые для соответствия калибрации и линейности газа крови, электролита и метаболита на приборх для анализов и анализаторов, предписываемых Диаграммой Ожидаемой Оценки

Описание продукта:

Данный контрольный материал предусматривается в пяти (5) различных значениях pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, находящийся в обобщенном диапазоне характеристики прибора. Он упакован в запаянные стеклянные ampouлы по 1,8 мл раствора в каждой. Ampouлы упакованы в комплекты, содержание по четыре (4) ampouлы в каждом ряду.

Активные ингредиенты:

MISSION COMPLETE™ - это буферизированный раствор электролитов, глюкозы и лактата. Он сбалансирован на специфических уровнях CO₂, O₂, и N₂. Этот препарат не содержит ни человеческих ни биологических материалов.

Инструкции по использованию:

Срочно передать жидкость из ampouлы на анализатор, соблюдая инструкции производителя прибора для получения контрольного материала. Используйте прямую аспирацию, шприц или капиллярный метод.

Ограничение:

1. Регулировка линейности очень чувствительна ю многим факторам, связанным с прибором, что влияет на результаты анализа. Поскольку в основе этого материала нет крови, могут быть обнаружены достоверные дисфункции, что может повлиять на анализ крови.

2. Этот продукт предназначен для использования при оценке характеристик лабораторных приборов. Он не используется в качестве калибровочного стандарта, его использование не заменяет другие аспекты программы проведения качественного анализа.

Хранение:

Срок годности, обозначенный на упаковке Регулировка линейности, действителен для продукта, хранящего при 2-8°C. Продукт может храниться также и при комнатной температуре (до 25°C) в течение шести (6) месяцев, если обозначенный на упаковке срок хранения не нарушен. Избегайте воздействия минусовых температур и нагревания свыше 30°C.

Ожидаемые диапазоны:

Величины для каждого контрольного анализа внесены в Диаграмму Ожидаемых Величин, основанную на множестве определений характеристик случайно выбранных образцов из каждой серии. Запись для каждого прибора представляет ожидаемый диапазон для ampouлы, тестируемых при 25 ° C. (Примечание: величина pO₂ будет отличаться инверсно около одного процента (1%) на каждый градус C при изменении температуры ampouлы от 25 ° C.

Ожидаемые Диагоныны в качестве индикатора при оценке характеристик анализатора. С тех пор как дизайн и условия работы прибора могут меняться, каждая лаборатория должна устанавливать свою собственную ожидаемую величину.

Mission Complete[™]
Blood Gas and Electrolyte Linearity - Level 1



1902139

2022/01

Expected Ranges Chart

Blood Gas/ISE Analyzer	pH			pCO ₂ mmHg			pO ₂ mmHg			Na ⁺ mmol/L			K ⁺ mmol/L			Ca ⁺⁺ mmol/L			Cl ⁻ mmol/L			Li ⁺ mmol/L			Glucose mg/dL			Lactate mmol/L		
	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max
Abbott I-Stat BG, E+	6.814	6.764	- 6.864	94	85	- 102	59.9	44.9	- 74.9	ORL			ORH			ORH			48	45	- 51				394	345	- 444			
Cormay Corlyte Analyzer										95	91	- 100			9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	64	60	- 68	2.96	2.60	- 3.32				
Diamond CARELYTE										103	98	- 108			9.72	8.94	- 10.50	2.90	2.47	- 3.34	70	66	- 75	3.08	2.71	- 3.45				
Diamond CARELYTE PLUS										107	102	- 112			10.37	9.54	- 11.20	3.04	2.58	- 3.50	74	70	- 78	3.05	2.68	- 3.42				
Diamond PROLYTE										94	87	- 101			9.51	8.75	- 10.56	*3.00	*2.40	- *3.60	62	54	- 70	3.02	2.65	- 3.38				
Diamond SMARTLYTE, GEMLYTE										95	91	- 100			9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	61	57	- 65	2.96	2.60	- 3.32				
Diamond SMARTLYTE PLUS SW120										93	88	- 98			10.25	9.43	- 11.07	3.15	2.68	- 3.62	59	55	- 63	2.78	2.45	- 3.11				
Diamond UNITY										96	91	- 101			10.84	9.97	- 11.71				54	53	- 61							
IL 1304, 1306, 1312	6.790	6.760	- 6.820	105	92	- 119	29.1	21.8	- 36.3																					
IL 1610, 1620	6.790	6.760	- 6.820	102	89	- 114	26.1	19.5	- 32.5																					
IL 1630, 1640, 1650	6.790	6.760	- 6.820	102	89	- 114	26.1	19.5	- 32.5	98	93	- 103	10.40	9.57	- 11.23	2.55	2.17	- 2.93	49	46	- 52									
IL BG3	6.790	6.760	- 6.820	99	86	- 111	24.1	18.0	- 30.0																					
IL BGE	6.790	6.760	- 6.820	99	86	- 111	25.1	18.8	- 31.3	97	92	- 102	9.90	9.11	- 10.69	2.60	2.21	- 2.99	49	46	- 52									
IL Gem 3000	ORL			ORH			36.1	27.0	- 45.0	ORL			ORH			2.67	2.27	- 3.07												
IL Gem Premier	ORL			115	100	- 129	54.2	40.7	- 67.8	ORL			ORH			2.67	2.27	- 3.07												
IL Synthesis 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45	6.790	6.760	- 6.820	102	89	- 114	17.1	12.8	- 21.3	96	91	- 100	9.80	9.02	- 10.59	2.45	2.08	- 2.82	49	46	- 52				394	345	- 444			
InSight Electrolyte Analyzer										95	91	- 100	9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	64	60	- 68	2.96	2.60	- 3.32						
Intherma S-Lyte										95	91	- 100	9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	64	60	- 68	2.96	2.60	- 3.32						
ITC IRMA TRUpoint	6.803	6.773	- 6.833	104	91	- 117	43.7	32.8	- 54.6																					
Medica EasyLyte Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li, Na/K/Cl/Li, Na/K/pH/Ca	6.759	6.729	- 6.789							95	91	- 100	9.85	9.06	- 10.64	2.71	2.31	- 3.12	61	58	- 65	2.83	2.49	- 3.17						
MH Lab-ISE										95	91	- 100	9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	64	60	- 68	2.96	2.60	- 3.32						
Nova Electrolyte Systems	6.816	6.786	- 6.846							100	95	- 105	10.20	9.39	- 11.02	2.49	2.12	- 2.86	57	54	- 61	2.83	2.49	- 3.17						
Nova Stat Profile Systems	6.826	6.796	- 6.856	99	86	- 111	21.9	16.4	- 27.4	99	94	- 104	10.10	9.29	- 10.91	2.49	2.12	- 2.86	52	49	- 55									
Nova pHx Series	6.800	6.770	- 6.830	107	93	- 120	25.9	19.4	- 32.4	93	88	- 97	10.40	9.57	- 11.23	2.40	2.04	- 2.76	48	45	- 51									
OptiMedical Opti 1	6.882	6.852	- 6.912	96	84	- 108	56.1	42.1	- 70.1																					
OptiMedical Opti CCA	6.882	6.852	- 6.912	99	87	- 112	57.1	42.8	- 71.4	ORL			ORH			ORH			48	45	- 51				ORH					
OptiMedical LION	6.832	6.802	- 6.862							ORL			ORH			ORH			50	47	- 53									
OptiMedical R	6.872	6.842	- 6.902	100	87	- 112	63.1	47.3	- 78.9																					
PT Diatron DPLyte										95	91	- 100	9.10	8.37	- 9.83	2.78	2.36	- 3.20	64	60	- 68	2.96	2.60	- 3.32						
Radiometer ABL 3, 30, 300, 330	6.796	6.766	- 6.826	97	85	- 109	30.9	23.2	- 38.6																					
Radiometer ABL 5	6.803	6.773	- 6.833	105	92	- 118	29.8	22.3	- 37.2																					
Radiometer ABL 50, 500, 505, 510, 520	6.786	6.756	- 6.816	98	86	- 110	38.9	29.2	- 48.6	98	93	- 103	9.50	8.74	- 10.26	2.66	2.26	- 3.06												
Radiometer ABL 555	6.770	6.740	- 6.800	100	87	- 112	41.1	30.8	- 51.4	98	93	- 103	9.50	8.74	- 10.26	2.66	2.27	- 3.06												
Radiometer ABL 70	6.804	6.774	- 6.834	ORH			31.3	23.5	- 39.1	98	93	- 103	ORH			2.66	2.26	- 3.06												
Radiometer ABL 77	6.804	6.774	- 6.834	96	84	- 108	31.3	23.5	- 39.1	98	93	- 103	9.46	8.70	- 10.22	2.66	2.26	- 3.06	50	47	- 53									
Radiometer ABL 600, 610, 620, EML-100	6.786	6.756	- 6.816	96	84	- 108	38.9	29.2	- 48.6	98	93	- 103	9.50	8.74	- 10.26	2.66	2.26	- 3.06	47	44	- 50				414	363	- 466	17.8	14.7	- 20.9
Radiometer ABL 705, 710, 715, 720, 725	6.786	6.756	- 6.816	96	84	- 108	38.9	29.2	- 48.6	98	93	- 103	9.50	8.74	- 10.26	2.66	2.26	- 3.06	49	46	- 52				414	363	- 466	17.8	14.7	- 20.9
Radiometer ABL 805, 810, 815, 825, 830, 835	6.786	6.756	- 6.816	96	84	- 108	38.9	29.2	- 48.6	98	93	- 103	9.50	8.74	- 10.26	2.66	2.26	- 3.06	49	46	- 52				414	363	- 466	17.8	14.7	- 20.9
Roche/AVL 945, 947	6.776	6.746	- 6.806	98	85	- 110	35.9	26.9	- 44.9																					
Roche/AVL 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988	6.796	6.766	- 6.826							99	94	- 104	9.60	8.83	- 10.37	2.44	2.07	- 2.80	55	52	- 59	2.83	2.49	- 3.17						
Roche/AVL 990, 995	6.776	6.746	- 6.806																											
Roche/AVL 9110, 9140	6.796	6.766	- 6.826							98	93	- 103	9.43	8.68	- 10.18	2.81	2.39	- 3.23												
Roche AVL 9120, 9130										94	89	- 98	9.70	8.93	- 10.48				55	52	- 59									
Roche/AVL 9180, 9181										98	93	- 103	9.35	8.60	- 10.10	2.64	2.24	- 3.04	62	59	- 66	2.62	2.31	- 2.93						
Roche/AVL Compact Series	6.776	6.746	- 6.806	98	85	- 110	36.9	27.7	- 46.1																					
Roche/AVL OMNI Series	6.826	6.796	- 6.856	96	84	- 108	21.9	16.4	- 27.4	99	94	- 104	9.60	8.83	- 10.37	2.48	2.11	- 2.85	55	52	- 59				410	359	- 462	17.8	14.7	- 20.9
Siemens/Bayer 238	6.786	6.756	- 6.816	109	95	- 122	35.9	26.9	- 44.9																					
Siemens/Bayer 248	6.805	6.775	- 6.835	109	95	- 123	32.3	24.2	- 40.4																					
Siemens/Bayer 278, 280, 288	6.800	6.770	- 6.830	106	92	-																								