

Product And Manufacturer Information

Contents:	1 - Calcium Electrode non-refillable. 2 - Electrode Connectors
Intended Use:	Use with Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILYte and Menarini Electrolyte Analyzers.
Storage:	Store the calcium electrode at room temperature (18-25°C) until you are ready to use it in your system.
Precautions:	Daily Cleaning Solution may need to be run if noise, drift, or mV range errors are observed.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

For Technical Assistance call:

Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Installation

- 1 Remove Kapton tape from both sides of the electrode.
- 2 Attach electrode connectors.
- 3 Install electrode in your system.
- 4 Allow the Calcium electrode to equilibrate for at least 15 minutes.
- 5 Perform a calibration.
- 6 Analyze quality control samples.

Warranty

Warranty is calculated 6 months from the date of shipment from Holliston, MA.



Информация за продукта и производителя

Съдържание:	1 - Calcium Електрод не-пълним. 2 – Електродни конектори
Приложение:	Използвайте съсDiamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte and Menarini Electrolyte Analyzers.
Съхраняване:	Съхранявайте Calcium електрода при стайна температура (18-25°C) докато сте готови да го използвате в системата си
Предпазни мерки:	Трябва да се чисти с почистващ разтвор всекидневно, при появата на шум, търкане или др. Проблеми.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.
За Техническа Помощ се обадете на:
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Инсталация

- 1 Премахване Картон лента от двете страни на електрода.
- 2 Свържете електродните конектори.
- 3 Монтирайте лектродите във вашаа система.
- 4 Позволете на K⁺ електрода да се уравни за минимум 15 минути.
- 5 Направете настройки.
- 6 Анализирайте контролната проба.

Гаранция

Гаранцията се изчислява 6 месеца след датата на изпращане от Holliston, MA.



Informace o produktu a výrobci

Obsah:	1 - vápníková iontově selektivní elektroda (jednorázová, bez možnosti doplnění). 2 - spojky pro připojení elektrody
Doporučené použití:	Kompatibilní pouze s Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte a Menarini Electrolyte analyzéry.
Skladování:	Elektrodu skladujte při pokojové teplotě (18-25°C) až do doby jejího použití.
Prevence:	Elektrodu čistěte denně čistícím roztokem. Předejdete tak nechtěnému šumu, hluku, posunu nebo chyb v rozsahu mV.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Technická asistence na čísle:

Diamond Diagnostics technický servis 1-508-429-0450

Instalace

- 1 Odstraňte Kapton pásky z obou stran elektrody.
- 2 Připevněte spojky na elektrodu.
- 3 Nainstalujte elektrodu.
- 4 Ekvilibrujte elektrodu po dobu nejméně 15 minut.
- 5 Proveďte kalibraci.
- 6 Zanalyzujte kontrolní vzorek (vzorek kvality jakosti).

Záruka

Záruka je počítána 6 měsíců od data odeslání z Hollistonu, MA.



Information Produit et Fabricant

Contenu : 1 - Électrode au Calcium non-rechargeable.
2 - Connecteurs pour électrode

Conseil d'utilisation: Utilisation avec Analyseurs Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte et Analyseurs Électrolyte Menarini.

Stockage: Conservez l'électrode au Calcium a température ambiante (18-25°C) jusqu'à la première utilisation.

Précautions: Nettoyage quotidien souhaité si erreurs constatés (bruit, dérivation, décalage de valeurs).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Pour plus de renseignements contactez:

Diamond Diagnostics - Support Technique +1-508-429-0450

Installation

- 1 Retirer le ruban Kapton des deux côtés de l'électrode.
- 2 Attachez l'électrode aux cables.
- 3 Installez l'électrode dans votre système.
- 4 Laissez le réagir (s'équilibrer) pendant au moins 15 minutes.
- 5 Faites un calibrage.
- 6 Pour contrôle qualité faites un test analyse.

Garantie

6 mois a partir de la date d'expédition départ Etats-Unis, Holliston, MA.



Produkt und Hersteller Information

Inhalt: 1 - Kalcium Elektrode - nicht aufladbar
2 - Elektrode Anschlüsse

Verwendungszweck: Verwendung mit Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILYte and Menarini Electrolyte Analyzatoren.

Lagerung: Bewahren Sie die pH Elektroden bei Raumtemperatur(18-25°C) , bis Sie bereit sind es in Ihrem System zu verwenden

Vorsichtsmassnahmen: Sie müssen möglicherweise die tägliche Reinigung Lösung ausführen,wenn die Rauschen oder Rutschen oder bei der mV Werte Fehler beobachtet werden.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Um die Technische Hilfe zu bitten,rufen Sie die folgende Telefonnummer

Diamond Diagnostics Technischer Kundendienst:+ 1-508-429-0450

Installation

- 1 Entfernen Kapton-Band von beiden Seiten der Elektrode.
- 2 Verbinden Sie die Elektrode Anschlüsse.
- 3 Instllieren Sie die Elektrode in Ihrem System.
- 4 Lassen Sie die Kalcium Elektrode für mindestens 15 Minuten ausgleichen..
- 5 Führen Sie eine Kalibrierung.
- 6 Analyse einer Qualitätskontrolle Probe.

Warranty

Garantie wird berechnet von 6 Monaten ab dem Datum des Versands von Holliston, MA.



Információk a Termékről és a Gyártóról

Tartalom:	1 db Kalcium Elektroda. 2 db elektróda-csatlakozó
Felhasználás:	Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte and Menarini elektrolit analizátorokhoz.
Tárolás:	A Kalcium elektródát közvetlenül a rendszerben történő felhasználásig tárolja szobahőmérsékleten (18-25°C)!
Figyelmeztetés:	Ha zajos vagy eltolt jelet, illetve mV-jellegű hibát tapasztal, használja a tisztítófolyadékot (Daily Cleaning Solution).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Technikai Segítségért hívja az alábbi telefonszámot:

Diamond Diagnostics - Technikai Ügyfélszolgálat: +1-508-429-0450

Használat

- 1 Vegye Kapton szalagot mindkét oldalán elektróda.
- 2 Csatlakoztassa az elektróda-csatlakozókat!
- 3 Helyezze üzembe az elektródát!
- 4 Hagyja az elektródát működni legalább 15 percig, hogy beálljon a megfelelő értékre.
- 5 Végezzen kalibrálást.
- 6 Elemezzen egy minőségellenőrző mintát.

Garancia

A Garancia időtartama 6 hónap, melynek kezdetét Hollistonból, MA államból történő szállítással számítjuk.



Informazioni della Manifatturazione e del Prodotto

- Contenuti:** 1 – Elettrodo di Calcio non ricaricabile.
2- Presa da Elettrodo
- Uso previsto:** Usare con Diamond Prolyte, Medica Easylite, IL Lyte e Menarini Analizzatori Elettroliti
- Conservazione:** Conservare l'Elettrodo di Sodio a temperature ambiente (18-25°C) fino all'usare nel suo sistema.
- Precauzioni:** Soluzione di Pulizia Giornaliera bisogna utilizzare nel caso di rumore, frizione o errori del valore "mV".

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Per un'Aiuto Tecnico chiamare il numero seguente:

Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

Installazione

- 1 Rimuovere il nastro Kapton da entrambi i lati dell'elettrodo.
- 2 Collegare la presa dell'Elettrodo.
- 3 Installare l'Elettrodo nel suo sistema.
- 4 Lasciare a funzionare L'elettrodo almeno per 15 minuti.
- 5 Faccia una calibrazione.
- 6 Analizzare il risultato dell'esempio del test di qualità.

Garanzia

La durata della garanzia sono 6 mesi incominciati dalla data del trasporto dal Holliston, stato di MA



Produtos e Informações do Fabricante

- Conteúdos:** 1 – Cálcio Elétrodo não-recarregável.
2 – Conectores de eletrodo
- Pretendido Uso:** Uso com Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte e Menarini Analisadores de eletrólitos.
- Armazenamento:** O Elétrodo de Cálcio deve ser armazenado a temperatura ambiente (18-25°C) até que você esteja pronto para usá-lo em seu sistema.
- Precauções:** Solução de limpeza diária pode ser necessário operado se barulho, movimento, ou mV erros de gama são observados.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para Assistência Técnica Ligue:

Diamond Diagnostics Assistência Técnica a 1-508-429-0450

Instalação

- 1 Remover a fita de Kapton de ambos os lados do eléctrodo.
- 2 Anexar os conectores de eletrodo.
- 3 Instale o eletrodo em seu sistema.
- 4 Deixe o eletrodo de Cálcio equilibrar por pelo menos 15 minutos.
- 5 Execute uma calibração.
- 6 Analisar uma amostra de controle de qualidade.

Garantia

Garantia é calculado seis meses a partir da data de expedição do Holliston, MA.



Informații despre produs și producător

Conținut:	1 electrod de Ca ⁺ 2 conectori pentru electrod
Utilizare:	A se folosi cu analizor electrolit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte.
Depozitare:	Electroda Na ⁺ trebuie ținută la temperatura camerei (18-25°C) până la prima folosire.
Precauție:	Dacă observați semnal bruiat, deplasat sau eroare de interval mV, clătiți electroda cu Daily Rinse.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.
Pentru asistență tehnică apălați la:
Serviciul Technic Diamond Diagnostics 1-508-429-0450

Instalare

- 1 Scoateți banda de Kapton de la ambele părți ale electrodului.
- 2 Atașați conectorii.
- 3 Instalați electrodul în sistemul dumneavoastră.
- 4 Lăsați electrodul 15 minute pentru echilibrare.
- 5 Executați calibrare în două puncte.
- 6 Analizați o mostră de control de calitate.

Garanție

6 luni de la data expedierii a produsului din Holliston MA, SUA



Información del Producto y del Fabricante

Contenido: 1 - Electrodo de Calcio no rellenable.
2 – Conectores de electrodos.

Uso intencionado: Con los analizadores de Electrolitos Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILyte y Menarini.

Almacenamiento: Mantener el Electrodo de Calcio en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización

Precauciones: Si se detecta ruido, valores con desvío ó errores de rango mV, se recomienda usar la solución de limpieza diaria.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

Para obtener asistencia tecnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450

Instalación

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analice una muestra del control de calidad.

Garantía

La Garantía se calcula 6 meses a partir de la fecha que sale el envío de nuestras oficinas de Holliston, MA.

