

**Product And Manufacturer Information**

- Contents:** 1 - Cl<sup>-</sup> Electrode non-refillable.  
2 - Electrode connectors
- Intended Use:** Use with Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.
- Storage:** Store the Cl<sup>-</sup> electrode at room temperature (18-25°C) until you are ready to use it in your system.
- Precautions:** Please check that there are no air bubbles in the fill chamber near membrane sample path area.  
Daily Rinse may need to be run if noise, drift, or mV range errors are observed.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**For Technical Assistance call:**  
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

**Installation**

- 1 Remove Kapton tape from both sides of the electrode.
- 2 Attach electrode connectors.
- 3 Install electrode in your system.
- 4 Allow the Cl<sup>-</sup> electrode to equilibrate for at least 15 minutes.
- 5 Perform a calibration.
- 6 Analyze quality control samples.

**Warranty**

Warranty is calculated 6 months from the date of shipment from Holliston, MA.



**Информация за производителя и продукта**

<b>Съдържание:</b>	1 – Не-пълним Cl <sup>-</sup> Електрод. 2 – Електродни конектори
<b>Приложение:</b>	Използвайте със Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzers.
<b>Съхранение:</b>	Съхранявайте Cl електрода при стайна температура (18-25°C) докато сте готови да го използвате в системата си
<b>Предпазни мерки:</b>	Моля уверете се, че няма въздушни балони в мястото за пълнене в близост до зоната за вливане на пробата. Трябва да се чисти с почистващ разтвор всекидневно, при появата на шум, търкание или др. Проблеми.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**За техническа помощ се обадете на:**

Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

**Инсталация**

- 1 Премахване Картон лента от двете страни на електрода.
- 2 Свържете електродните конектори.
- 3 Монтирайте лектродите във вашаа система.
- 4 Позволете на K<sup>+</sup> електрода да се уравни за минимум 15 минути.
- 5 Направете настройки.
- 6 Анализирайте контролната проба.

**Гаранция**

Гаранцията се изчислява 6 месеца след датата на изпращане от Holliston, MA.



### Informace o produktu a výrobci

<b>Obsah:</b>	1 - Cl <sup>-</sup> chloridová iontově selektivní elektroda (jednorázová, bez možnosti doplnění). 2 - spojky pro připojení elektrody
<b>Doporučené použití:</b>	Kompatibilní pouze s Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILYte a Menarini SpotLyte Electrolyte analyzéry.
<b>Skladování:</b>	Elektrodu skladujte při pokojové teplotě (18-25°C) až do doby jejího použití.
<b>Prevence:</b>	Přesvědčte se, že v blízkosti membrány uvnitř plnicího kanálku nejsou přítomny vzduchové bubliny. Elektrodu čistěte denně čistícím roztokem. Předejdete tak nechtěnému šumu, hluku, posunu nebo chyb v rozsahu mV.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Technická asistence na čísle:**  
Diamond Diagnostics technický servis 1-508-429-0450

### Instalace

- 1 Odstraňte Kapton pásky z obou stran elektrody.
- 2 Připevněte spojky na elektrodu.
- 3 Nainstalujte elektrodu.
- 4 Ekvilibrujte elektrodu po dobu nejméně 15 minut.
- 5 Provedte kalibraci.
- 6 Zanalyzujte kontrolní vzorek (vzorek kvality jakosti).

### Záruka

Záruka je počítána 6 měsíců od data odeslání z Hollistonu, MA.



**Information Produit et Fabricant**

**Contenu:** 1 - Cl<sup>-</sup> Électrode non-rechargeable.  
2 - Connecteurs pour électrode

**Conseil d'utilisation:** Utilisation avec Analyseurs Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILYte et Analyseurs Électrolyte Menarini SpotLyte.

**Stockage:** Conservez le Cl<sup>-</sup> électrode à température ambiante (18-25°C) jusqu'à la première utilisation.

**Précautions:** Vérifiez s'il n'y a pas de bulles d'air a la passage de l'échantillons de sang sous la membrane.  
Nettoyage quotidien souhaité si erreurs constatés (bruit, dérivation, décalage de valeurs).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Pour plus de renseignements contactez:**

Diamond Diagnostics - Support Technique +1-508-429-0450

**Installation**

- 1 Retirer le ruban Kapton des deux côtés de l'électrode.
- 2 Attachez l'électrode aux cables.
- 3 Installez l'électrode dans votre système.
- 4 Laissez le réagir (s'équilibrer) pendant au moins 15 minutes.
- 5 Faites un calibrage.
- 6 Pour contrôle qualité faites un test analyse.

**Garantie**

6 mois a partir de la date d'expédition départ Etats-Unis, Holliston, MA.



### Produkt und Hersteller Information

**Inhalt:** 1 – Cl<sup>-</sup> Elektrode – nicht aufladbar.  
2 – Elektrode Anschlüsse

**Verwendungszweck:** Verwenden Sie mit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL Ilyte und Menarini SpotLyte Electrolyte Analyzatoren  
**Lagerung:** Bewahren Sie die Kalium Elektrode bei Raumtemperatur (18-25°C) bis Sie bereit sind es in Ihrem System zu verwenden.

**Vorsichtsmassnahmen:** Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Elektroden Fill-Lösung und überprüfen Sie dass keine Luftblasen in der Füllkammer in der Nähe der benachbarten Membran des Blutprobe Wegs sind .  
Sie müssen möglicherweise die tägliche Reinigung Lösung ausführen, wenn die Rauschen oder Rutschen oder bei der mV Werte Fehler beobachtet werden.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Um die Technische Hilfe zu bitten, rufen Sie die folgende Telefonnummer**

Diamond Diagnostics Technischer Kundendienst: + 1-508-429-0450

### Installation

- 1 Entfernen Kapton-Band von beiden Seiten der Elektrode.
- 2 Verbinden Sie die Elektrode Anschlüsse.
- 3 Instillieren Sie die Elektrode in Ihrem System.
- 4 Lassen Sie die Cl<sup>-</sup> Elektrode für mindestens 15 Minuten ausgleichen..
- 5 Führen Sie eine Kalibrierung.
- 6 Analyse einer Qualitätskontrolle Probe.

### Garantie

Garantie wird berechnet von 6 Monaten ab dem Datum des Versands von Holliston, MA



**Információk a Termékről és a Gyártóról**

<b>Tartalom:</b>	1 db Cl <sup>-</sup> Elektroda 2 db elektróda-csatlakozó
<b>Felhasználás:</b>	Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILYte and Menarini SpotLyte elektrolit analizátorokhoz.
<b>Tárolás:</b>	A Cl <sup>-</sup> elektródát közvetlenül a rendszerben történő felhasználásig tárolja szobahőmérsékleten (18-25°C)!
<b>Figyelmeztetés:</b>	Kérjük, használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e légbuborékok a töltőkamrában a vérminta útvonala mellett elhelyezkedő membrán közelében. Ha zajos vagy eltolt jelet, illetve mV-jellegű hibát tapasztal, használja a tisztítófolyadékot (Daily Cleaning Solution).

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Technikai Segítségért hívja az alábbi telefonszámot:**

Diamond Diagnostics - Technikai Ügyfélszolgálat: +1-508-429-0450

**Használat**

- 1 Vegye Kapton szalagot mindkét oldalán elektróda.
- 2 Csatlakoztassa az elektróda-csatlakozókat!
- 3 Helyezze üzembe az elektródát!
- 4 Hagyja az elektródát működni legalább 15 percig, hogy beálljon a megfelelő értékre.
- 5 Végezzen kalibrálást.
- 6 Elemezzen egy minőségellenőrző mintát.

**Garancia**

A Garancia időtartama 6 hónap, melynek kezdetét Hollistonból, MA államból történő szállítással számítjuk.



A különböző gyártók neve és gépeik, illetve termékeik, amelyekről ezen dokumentum említést tesz, törvény által védettek, vagy bejegyzett márkák, és kizárólag tájékoztatási céllal kerültek bele ezen dokumentumba. Diamond Diagnostics határozottan visszautasítja azt, hogy bármilyen módon összefüggésbe hozzák ezen gyártók üzleti tevékenységével, illetve annak feltételezését, hogy ezen gyártók bármilyen módon támogatnák a Diamond Diagnostics-ot.

**Informazioni della Manifatturazione e del Prodotto**

- Contenuti:** 1 – Elettrodo di Cl<sup>-</sup> non ricaricabile.  
2- Presa da Elettrodo
- Uso previsto:** Usare con Diamond Prolyte, Medica Easylite, IL Lyte e Menarini SpotLyte Analizzatori Elettroliti.
- Conservazione:** Conservare l'Elettrodo di Sodio alla temperature ambiente (18-25°C) fino all'usare nel suo sistema.
- Precazioni:** Assicurarsi che non ci siano bolle d'aria nella carica dispensa o nella vicinanza della membrana sistemata vicino al percorso del campione di sangue. Daily Cleaning Soluzione bisogna utilizzare nel caso di rumore, frizione o errori del valore "mV".

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Per un'Aiuto Tecnico chiamare il numero seguente:**  
Diamond Diagnostics Technical Services at 1-508-429-0450

**Installazione**

- 1 Rimuovere il nastro Kapton da entrambi i lati dell'elettrodo.
- 2 Collegare la presa dell'Elettrodo.
- 3 Installare l'Elettrodo nel suo sistema.
- 4 Lasciare a funzionare L'elettrodo almeno per 15 minuti.
- 5 Faccia una calibrazione.
- 6 Analizzare il risultato dell'esempio del test di qualità.

**Garanzia**

La durata della garanzia sono 6 mesi incominciati dalla data del trasporto dal Holliston, stato di MA



**Produtos e Informações do Fabricante**

- Conteúdos:** 1 - Cl<sup>-</sup> Elétrodo não-recarregável.  
2 - Conectores de eletrodo
- Pretendido Uso:** Uso com Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte e Menarini SpotLyte Analisadores de eletrólitos.
- Armazenamento:** O Cl<sup>-</sup> Elétrodo deve ser armazenado a temperatura ambiente (18-25°C) até que você esteja pronto para usá-lo em seu sistema.
- Precauções:** Por favor, verifique se o eletrodo tem líquido de preenchimento e sem bolhas de ar na câmara de preencher perto do caminho de amostra de membranaarea.  
Solução de limpeza diária pode ser necessário operado se barulho, movimento, ou mV erros de gama são observados.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Para Assistência Técnica Ligue:**  
Diamond Diagnostics Assistência Técnica a 1-508-429-0450

**Instalação**

- 1 Remover a fita de Kapton de ambos os lados do eléctrodo.
- 2 Anexar os conectores de eletrodo.
- 3 Instale o eletrodo em seu sistema.
- 4 Deixe o eletrodo de Cl<sup>-</sup> equilibrar por pelo menos 15 minutos.
- 5 Execute uma calibração.
- 6 Analisar uma amostra de controle de qualidade.

**Garantia**

Garantia é calculado seis meses a partir da data de expedição do Holliston, MA.





**Informații despre produs și producător**

<b>Conținut:</b>	1 electrod de Cl <sup>-</sup> 2 conectori pentru electrod
<b>Utilizare:</b>	A se folosi cu analizor electrolit Diamond PROLYTE, Medica EasyLyte, IL ILyte and Menarini SpotLyte.
<b>Depozitare:</b>	Electrodul Cl <sup>-</sup> trebuie ținut la temperatura camerei (18-25°C) până la prima folosire.
<b>Precauție:</b>	Înainte de folosire verificați corpul electrodeii să fie umplut până la $\frac{3}{4}$ cu soluție și să nu aibe bule de aer la membrană lângă calea probei. Dacă observați semnal bruiat, deplasat sau eroare de interval mV, clătiți electrodul cu Daily Rinse.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.  
**Pentru asistență tehnică apelați la:**  
Serviciul Technic Diamond Diagnostics 1-508-429-0450

**Instalare**

- 1 Scoateți banda de Kapton de la ambele părți ale electrodului.
- 2 Atașați conectorii.
- 3 Instalați electrodul în sistemul dumneavoastră.
- 4 Lăsați electrodul 15 minute pentru echilibrare.
- 5 Executați calibrare în două puncte.
- 6 Analizați o mostră de control de calitate.

**Garanție**

6 luni de la data expedierii a produsului din Holliston MA, SUA



**Información del Producto y del Fabricante**

**Contenido:** 1 – Electrodo de Cloro Cl<sup>-</sup> no rellenable.  
2 – Conectores para electrodos.

**Uso intencionado:** Use Con los analizadores de Electrolitos Diamond proLYTE, Medica Easylyte, IL ILYte y Menarini

**Almacenamiento:** Mantener el Electrodo de Cloro Cl en temperatura ambiental (18-25C) hasta el momento de su utilización

**Precauciones:** Por favor verifique que no hay burbujas en la cámara del electrodo, especialmente cerca del área del conducto de la membrana de medición. Si se detecta ruido, desvío ó errores en los valores de rango mV, se recomienda usar la solución de limpieza diaria.

Diamond Diagnostics, 333 Fiske Street, Holliston, MA.

**Para obtener asistencia tecnica, por favor llamar al número telefónico: 1-508-429-0450**

**Instalación**

- 1 Retire la cinta Kapton de ambos lados del electrodo.
- 2 Asegure los conectores de los electrodos.
- 3 Instale el electrodo en su sistema.
- 4 Permita que el electrodo ejecute su propio equilibramiento por lo menos durante 15 minutos.
- 5 Ejecute una calibración a 2-puntos.
- 6 Analice una muestra del control de calidad.

**Garantía**

La Garantía se calcula 6 meses a partir de la fecha que sale el envío de nuestras oficinas de Holliston, MA.

