


DIAMOND[®]

DIAGNOSTICS



MISSION[®]

Qualitätskontrolle für Blutgas-, ISE-, Coox- und Metabolitsysteme



Mission CONTROL™

Wässrige Kontrollen

- Untersucht für pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Li⁺, tCO₂
- 36 Monate Stabilität bei Raumtemperatur
- 60 Sekunden Stabilität nach Öffnen der Ampulle

Untersuchte Instrumentierung

Abbott I-Stat
 Idexx
 Instrumentation Laboratory
 ITC (früher Diametrics)
 Medica
 Nova Biomedical
 OPTI Medical
 Radiometer
 Roche Diagnostics (früher AVL)
 Siemens Diagnostics (früher Bayer)

Mission TRINITY™

Wässrige Kontrolle mit Farbstoffen und Metaboliten

- Untersucht für pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Li⁺, Glukose, Laktat, tHb, sO₂, MetHb, COHb, HHb, O₂Hb
- 36 Monate Stabilität im Kühlschrank
- 60 Sekunden Stabilität nach Öffnen der Ampulle

Untersuchte Instrumentierung

Instrumentation Laboratory
 Radiometer
 Roche Diagnostics (früher AVL)
 Siemens Diagnostics (früher Bayer)

Mission COMPLETE™

Wässrige CVM-Linearitätskontrolle


- Untersucht für pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Li⁺, Glukose, Laktat
- 36 Monate Stabilität im Kühlschrank
- 60 Sekunden Stabilität nach Öffnen der Ampulle
- 5 Stufen mit farb-kodierten Ampullen zur Abdeckung der analytisch signifikanten Bereiche

Untersuchte Instrumentierung

Abbott I-Stat
 Instrumentation Laboratory
 ITC (formerly Diametrics)
 Nova Biomedical
 OPTI Medical
 Radiometer
 Roche Diagnostics (früher AVL)
 Siemens Diagnostics (früher Bayer)

Mission WebSTAT™

- Es wird ein sicheres, einfach zu benutzendes, webbasiertes Statistikprogramm angeboten
- Monat zu Datum, Jahr zu Datum und Peergruppen-Referenz
- Levey-Jennings-Diagramme monatlich
- Lineare Regressionsdiagramme online für Komplettkunden



Die Namen von hier erwähnten Herstellern, ihren Instrumenten und Produkten können markenrechtlich oder durch andere Gesetzeschützt sein und sind hier ausschließlich als Referenz benutzt. Diamond Diagnostics schließt jede Zugehörigkeit zu diesen oder Sponsoring durch diese ausdrücklich aus. Für den aktuellen Status der in diesem Katalog befindlichen Produkte bitte Ihren Verkaufsrepräsentanten kontaktieren.