



DIAMOND®
D I A G N O S T I C S



CLINICHECK™

Contrôle de chimie testé à base de sérum lyophilisé



CliniCheck™ CONTROLE CHIMIQUE TESTÉ

SPÉCIFICATIONS

A base de sérum humain

Une durée de conservation de 2 ans entre 2 et 8 °C

Stabilité reconstituée en état congelé de 20 jour pour la plupart des analytes

Une stabilité après ouverture de 7 jours à 2 – 8 °C pour la plupart des analytes

Aucun diluant spécial requis et bonne stabilité reconstituée en état congelé dans le cas des enzymes et de CO₂.

Testé pour plus de 20 instruments.



ANALYTES

Acétaminophène	Cholestérol (total)	Lipase
Acide urique	Cholinestérase	Lithium
Albumine	CO ₂	Magnésium
Alpha-1-antitrypsine (1)	Complément C3	Phosphatase acide (total)
Alpha-fétoprotéine (1)	Complément C4	Phosphatase alcaline (ALP)
Alpha-hydroxybutyrate	Créatine kinase (CK)	Phosphore
Déshydrogénase (aHDBH)	Créatinine	Potassium
ALT/SGPT	Digoxine	Protéine (total)
Amylase	Fer	Salicylate
Antigène carcinoembryonnaire (1)	Fer (TIBC)	Sodium
Apolipoprotéine A-1	Fer (UIBC)	T3 (aucun)
AST/SGOT	GGT	T3 (total)
Bilirubine (direct)	Glucose	T4 (aucun)
Bilirubine (total)	Haptoglobine	T4 (total)
Calcium	IgA	Transferrine
Céruloplasmine (1)	IgG	Triglycérides
Chlorite	IgM	TSH
Cholestérol (HDL)	Lactate (acide lactique)	Urine
Cholestérol (LDL)	LDH	Urine azote

EMBALLAGE

DD-93001 Niveau 1	12 x 5 mL
DD-93002 Niveau 2	12 x 5 mL
DD-93012 à deux niveaux	6 x 2 x 5mL
DD-93100 étalon et diluant	6 x 2 x 3mL