



DIAMOND[®]

DIAGNOSTICS



CLINICHECK[™]

인체 혈청 기반 동결 건조품, 생화학 정도관리물질



CliniCheck™ 생화학 정도관리물질

세부 설명

인체 혈청 기반

품질수명 2년 (2-8°C 보관 시)

희석액 투입 후 냉동 보관 시 안정성 : 20일 (대다수 분석물질)

개봉 후 안정성 : 7일 (2-8°C 보관 시, 대다수 분석물질)

특수 희석액 불필요, 각종 효소 및 CO2의 냉동 보관시 안정성 우수

20가지 이상의 장비에 측정되었음

분석물질

Acetaminophen	Cholesterol (LDL)	LDH
Acid Phosphatase (Total)	Cholesterol (Total)	Lipase
Albumin	Cholinesterase	Lithium
Alkaline Phosphatase (ALP)	CO2	Magnesium
Alpha-1-Antitrypsin (1)	Complement C3	Phosphorus
Alpha-Fetoprotein (1)	Complement C4	Potassium
Alpha-Hydroxybutyrate	Creatine Kinase (CK)	Protein (Total)
Dehydrogenase (aHBDH)	Creatinine	Salicylate
ALT/SGPT	Digoxin	Sodium
Amylase	GGT	T3 (Free)
Apolipoprotein A-1	Glucose	T3 (Total)
AST/SGOT	Haptoglobin	T4 (Free)
Bilirubin (Direct)	IgA	T4 (Total)
Bilirubin (Total)	IgG	Transferrin
Calcium	IgM	Triglycerides
Carcinoembryonic Antigen (1)	Iron	TSH
Ceruloplasmin (1)	Iron (TIBC)	Urea
Chloride	Iron (UIBC)	Urea Nitrogen
Cholesterol (HDL)	Lactate (Lactic Acid)	Uric Acid

포장

DD-93001	1 레벨	12 x 5 mL
DD-93002	2 레벨	12 x 5 mL
DD-93012	1 레벨 및 2 레벨	6 x 2 x 5mL
DD-93100	교정액 및 희석액	6 x 2 x 3mL