


DIAMOND  
Smart Lab Solutions



# SmartLyte<sup>®</sup> *Plus*

最先进的电解质分析仪

 [smartlyteplus.com](http://smartlyteplus.com)

# SmartLyte<sup>®</sup> Plus



参数	范围	再现性 <sup>1</sup>	解析度
Na <sup>+</sup>	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca <sup>++</sup>	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li <sup>+</sup>	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
尿液 <sup>2</sup> Na <sup>+</sup>	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	5-120 mmol/L <sup>3</sup>	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-通常运行 (n=30) 血液, 血清, 血浆 2-通常不在尿样中测量钙和锂 3-(60-120) 需要额外稀释

**功率**  
100-240伏 ~ 50/60赫兹 (自调节)  
最大电流1.6安, 最大功率50瓦

**尺寸和重量**  
335 x 315 x 295毫米  
6公斤

**环境条件**  
室温: 15-32摄氏度  
湿度: 小于85%

在美国尚未商业化

**DIAMOND**  
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746  
Tel: 508-429-0450 | Fax: 508-429-0452  
www.diamonddiagnostics.com

SOP23-0102F REV06 12/16/19