



SmartLyte® *Plus*

L'analyseur D'électrolyte Le Plus Avancé

SmartLyte[®] Plus



Paramètre	Intervalle	Reproductibilité ¹	Résolution
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urine ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Typique dans le parcours (n=30) Sang, Sérum, Plasma
3-(60-120) nécessite une dilution supplémentaire

2-Calcium et Lithium ne sont pas généralement mesurés dans les échantillon d'urine

Puissance

100-240V ~ 50/60 Hz (self ajustement)
1.6 A max, 50 Watts max

Taille & Poids

13.2 x 12.4 x 12 in or 335 x 315 x 295 mm
14 lbs ou 6 kgs

Conditions Ambiantes

Température ambiante: 15-32°C/60-90°F
Humidité <85%

Non disponible dans le commerce aux Etats-Unis