

Биохимия

Abbott Alinity C, CI
Abbott Architect C4000, C8000, CI4100, CI8200
Abaxis Piccolo Xpress
Beckman Coulter AU400E, AU480, AU640E, AU680
Beckman Coulter AU5810-5840, DXC700AU
Horiba Pentra 400, C400
QuidelOrtho Vitros
Roche Cobas C111, C311
Roche Cobas C6000 C501
Roche Cobas C8000 C701, C702, C502
Roche Cobas Pure
Siemens Advia XPT
Siemens Atellica C
Siemens Dimension EXL200, EXLLM
Siemens Viva ProE
Thermo Indiko+

Иммунология

Abbott Alinity I
Abbott Architect i1000SR, i2000SR, i4000SR
Beckman Access 2, Access 2+
Beckman DXI 600, 800, 9000
bioMérieux Vidas
QuidelOrtho Vitros
Roche E411
Roche Cobas 6000 E601
Roche Cobas 8000 E602, E801
Roche Cobas Pure
Siemens Atellica IM
Siemens Centaur CP, XP, XPT
Siemens Immulite 2000xpi
Tosoh AIA 360

Анализ мочи

Roche U411
Roche Cobas U601, U701
Siemens Clinitek Advantus, AUWI Pro, Novus
Sysmex UF1000i, UF5000i

Гематология

Abbott Alinity H
Abbott Cell-Dyn Ruby, Emerald
Beckman DXH 500, 520, 560
Beckman DXH 600, 690, 800, 900
Siemens Advia 2120i
Sysmex XP300, XN330, XN350
Sysmex XN430, XN450, XN530, XN550
Sysmex XN1000, XN1500, XN2000, XN3000
Sysmex XN9000, XN9100

Коагуляция

IL ACL Elite, Elite PRO
IL ACL Top 300, 500, 700
IL ACL Top 350, 550, 750
Siemens Atellica
Stago STA Compact MAX
Sysmex CA560, CA620, CA640, CA660
Sysmex CN3500
Sysmex CS2000, 2100, 2400, 2500, 5100

Молекулярная биология

bioMérieux EMAG, TORCH
Bio-Rad CFX384, CFX96
Cepheid GenExpert
Roche Cobas 4800, 6800, 8800
Thermo Kingfisher
Thermo QuantStudio

Микробиология

bioMérieux BACT/ALERT
bioMérieux BACT/ALERT VIRTUO
bioMérieux VITEK

Электролит ISE

Diamond SmartLyte Plus
Diamond CareLyte Plus
Diamond ProLyte
Diamond Unity



DIAMOND
Smart Lab Solutions

Diamond Diagnostics Inc., 333 Fiske Street, Holliston, Massachusetts 01746 USA
Телефон: +1 508-429-0450 Электронная почта: main@diamonddiagnostics.com
Веб-сайт: www.diamonddiagnostics.com

The names and logos of various manufacturers, their instruments, and their products referred to herein may be protected by trademark or other law, and are used herein solely for purpose of reference. Diamond Diagnostics expressly disclaims any affiliation with them or sponsorship by them. For current regulatory status on products within this brochure, please contact your sales representative.

SOP23-0141F REV04 02/11/2025

DIAMOND
Smart Lab Solutions



**Клиническая
лаборатория**

Оборудование • Сервисные части • Услуги на местах и складах



Каждый анализатор подвергается систематическому, строгому и уникальному **Down-To-Frame[®]** процессу восстановления для восстановления каждого анализатора до его первоначальной спецификации и предполагаемого использования.



Разборка и снятие с эксплуатации

- Система выведена из лаборатории и деактивирована
- Предварительная проверка функциональности
- Система разобрана Down-To-Frame[®]



Эстетическая реставрация

- Все наружные крышки, шасси и внутренние поверхности отшлифованы с использованием пескоструйной технологией и подготовлены для покраски
- Все подготовленные поверхности загрунтованы и окрашены трех компонентным составом, окрашены по стандартам автомобильной индустрии
- Все оригинальные логотипы и наклейки заменяются в полном соответствии оригинальным



Реконструкция и сборка

- Все механические, пневматические, электронные компоненты разобраны, очищены, восстановлены, проверены и собраны, заменены в случае необходимости
- Одноразовые компоненты заменены новыми компонентами
- Система полностью собрана в исходное состояние в соответствии с протоколом и установленными спецификациями



Диагностика и устранение неисправностей

- Оценка сборочных функций и ошибок системы, устранение неисправностей и ремонт
- Полное диагностическое тестирование системы
- Система успешно откалибрована с помощью сертифицированных калибраторных материалов для обеспечения надлежащей функциональности



Проверка эффективности

- Строгий многоуровневый контроль качества, проводимый по установленным параметрам с использованием сертифицированных контрольных материалов
- Тестирование специальных параметров доступно по запросу
- Система проверяется на стабильность мощности, изменения программного обеспечения и другие обновления



Финальная упаковка

- Необходимые периферийные устройства отремонтированы или заменены на новые по мере необходимости
- Система должным образом промывается, высушивается, консервируется и подготавливается для хранения
- Система профессионально запаковывается в тару выполненную из термообработанной, хвойной древесины в соответствии требованиям для международных перевозок

Запасные части на заказ


Diamond Diagnostics представляет свою программу Part-On-Demand[™]. Как крупнейший поставщик обновлённых клинических лабораторных анализаторов в мире, Diamond имеет уникальные возможности предложить более 30 000 новых и обновлённых запасных частей для более 250 производителей и моделей приборов. Большинство заказов отправляется со склада в течение 48 часов после размещения заказа и по ценам до 70% ниже по сравнению с ценами производителя. Все восстановленные элементы проверены на функциональность и имеют 60-дневную гарантию

Сервисные запасные части включают

Читатели штрихового кода
Компрессоры
Компьютеры
Охлаждающие устройства
Мониторы
Приводы
Датчики жидкости
Флюидные модули
Галогенные лампы

Обогреватели
Модули ISE
Лазеры
Люминометры
Смесители
Моторы
Платы печатных плат
Фотометры
Источники питания
Зонды

Насосы
Ополаскивающие станции
Механизмы отбора проб
Сдвиговые клапаны
Шприцы
Клапаны
Модули сборки отходов



О Компании

Основана в 1996 году

Присутствует в более 100 странах

Более 20,000 инструментов, размещенных во всем мире

Сертификация ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016

Зарегистрирована и проверена FDA начиная с 2001 года

На месте и депо-сервис в США, Канаде и ЕС

