



# SmartLyte<sup>®</sup> *Plus*

Самый Развитый Анализатор Электролитов

# SmartLyte<sup>®</sup> Plus



Параметр	Спектр	Воспроизводительность <sup>1</sup>	Разрешение
Na <sup>+</sup>	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca <sup>++</sup>	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li <sup>+</sup>	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Моча <sup>2</sup> Na <sup>+</sup>	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K <sup>+</sup>	5-120 mmol/L <sup>3</sup>	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl <sup>-</sup>	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Типичный в пределах пробы (n = 30) Кровь, сыворотка, плазма 2-кальций и литий обычно не измеряются в пробах мочи  
3-(60-120) requires additional dilution

## Питание

100-240V ~ 50/60 Hz (self adjusting)  
1.6 A max, 50 Watts max

## Размер & Вес

13,2 x 12,4 x 12 дюймов или  
335 x 315 x 295 мм/14 фунтов или 6 кг

## Условия окружающей среды

Температура в помещении:  
15-32 ° C / 60-90 ° F / Влажность <85%

Не имеется в продаже в Соединенных Штатах

**DIAMOND**  
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746  
Tel: 508-429-0450 | Fax: 508-429-0452  
www.diamonddiagnostics.com

SOP23-0147F REV05 12/16/19