



SmartLyte® *Plus*

محلل الالكتروليت الأكثر تقدماً

 smartlyteplus.com

SmartLyte®

Plus

إدخال المستخدم
شاشة 5 بوصة تعمل باللمس
الوصول عن بعد

مخزن البيانات

10000 نتيجة مريض
10000 نتيجة مراقبة الجودة لكل مستوى

الاتصال
شبكة الاتصال المحلية (LAN)
4 منافذ Wifi, USB
RE232 LIS

تحليل الوقت

28 ثانية (512 / ساعة)

معايرة
نقطتان كل 4 ساعات
نقطة كل عينة
على الطلب

عدد البارامترات

المجموع 5
في آن واحد 4

مساعدة
واجهة الخدمة عبر الإنترنت

حجم العينة

دم كامل. متصل . بلازما (95 ميكرو لتر)
مصل مراقبة (حجم 95 ميكرو لتر)
بول (حجم 128 ميكرو لتر)

اللغات

English, 中文, Español, Français, Deutsch,
Indonesia, Italian, 日本語, 한국어,
Português, Polskaie, Русский, Türkçe

خيارات بيطرية

هري، كلبى، بقري، خيلي
أنفلونزا الخنازير، غنمي أو مفتوح

بارامتر	تراوح	1 قابلية اعادة الإنتاج	دقة الشاشة
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Na ⁺ 2, البلازما	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

يتطلب تخفيف إضافي-3 لا يتم قياس الكالسيوم والليثيوم عادة في عينات البول-2 نموذجي داخل المدى دم، مصلى الدم، البلازما-1

التيار

100-240V ~ 50/60 Hz (ضبط ذاتي)
1.6 A max, 50 Watts max

الحجم والوزن

13.2 x 12.4 x 12 in ملم 335 x 315 x 295 mm
6 كلغ أو 14 رطل

الظروف المحيطة

درجة حرارة الغرفة 15-32°C/60-90°F
<85% الرطوبة

DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746
Tel: 508-429-0450 | Fax: 508-429-0452
www.diamonddiagnostics.com

SOP23-0151F REV04 12/16/19