

DIAMOND
Smart Lab Solutions



SmartLyte® *Plus*

दुनिया का सबसे उन्नत इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर

 smartlyteplus.com

SmartLyte^{Plus}



पैरामीटर्स	रेंज	सूक्ष्मता	रिजॉल्यूशन
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
यूरनि ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-आमतौर रन (n=30) ब्लड, सीरम, प्लाज्मा 2-कैल्शियम और लथियम आमतौर पर यूरनि के सैम्पल्स में मापा नहीं जाता है
3-60-120 (और पतला करने की आवश्यकता है)

पावर

100-240V ~ 50/60 Hz (आतम समायोजन)
1.6 A अधिकतम, 50 Watts अधिकतम

माप और वजन

13.2 x 12.4 x 12 इंच या 335 x 315 x 295 mm
14 lbs या 6 kgs

व्यापक परस्थिति

कमरे का तापमान: 15-32°C/60-90°F
नमी <85%

U.S.A. में वाणजियकि रूप से उपलब्ध नहीं है