


DIAMOND
Smart Lab Solutions



SmartLyte[®] *Plus*

Il più avanzato analizzatore di elettroliti

 smartlyteplus.com

SmartLyte[®] Plus



Parametri	Range	Riproducibilità ¹	Risoluzione
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urine ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1- Precisione entro una serie (n=30) Sangue, Siero, Plasma 2- Calcio e Litio solitamente non sono misurati su campioni di urina
3- (60-120) Richiede ulteriore diluizione

Alimentazione

100-240V~ 50/60 Hz (regolabile automaticamente)
1.6 A max, 50 Watts max

Dimensioni & Peso

13.2 x 12.4 x 12 in o 335 x 315 x 295 mm
14 lbs o 6 kg

Condizioni Ambientali

Temperatura Ambiente: 15-32°C/60-90°F
Umidità <85%

Non disponibile per la vendita negli USA