



CareLyte *Plus*

पशु चिकित्सा प्रयोगशालाओं के लिए विकल्प

 diamonddiagnostics.com/carelyteplus

CareLyte Plus



इनपुट उपयोगकर
5" टच स्क्रीन
दूरदराज का उपयोग

डाटा स्टोरेज
10000 पेशेंट परगिाम
10000 क्यू.सी. परगिाम प्रतसितर

कनेक्टविटी
लैन, वाईफाई,
4 यूएसबी पोर्ट
RS232 एलआईएस

वशिलेषण का समय
28 सेकंड्स (512/घंटा)

कॅलिब्रेशन
2 पॉइंट, प्रत्येक 4 घंटे
1 पॉइंट, प्रत्येक मापन के बाद
मांग पर

मापदंडों की संख्या
5 कुल
4 (एक ही समय पर)

सहायत
ऑनलाइन सेवा इंटरफेस

नमूने का आकार
संपूर्ण रक्त, सीरम (95 μ l)
प्लाज्मा, QCs (95 μ l)
मूत्र (180 μ l)

भाषाएं

English, 中文, Français, Deutsch,
Italiano, 日本語, 한국어, Português,
Русский, Español, Türkçe, Bahasa Indo

पशु चिकित्सा विकल्प
बल्लि, कुत्ता, गाय, घोड़ा, सुअर,
भेड़, म्यूरनि, अन्य

| पैरामीटर | श्रेणी | पुनरूत्पादन भ्रमता ¹ | संकल्प |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Na ⁺ | 40-200 mmol/L | CV ≤ 1% (120-160mmol/L) | 0.1 mmol/L |
| K ⁺ | 1.7-15 mmol/L | CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L) | 0.01 mmol/L |
| Cl ⁻ | 50-200 mmol/L | CV ≤ 1% (85-130 mmol/L) | 0.1 mmol/L |
| Ca ⁺⁺ | 0.3-5.0 mmol/L | SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L) | 0.001 mmol/L |
| Li ⁺ | 0.2-5.5 mmol/L | SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L) | 0.001 mmol/L |
| मूत्र ² Na ⁺ | 3-300 mmol/L | CV ≤ 5% (100-250 mmol/L) | 0.1 mmol/L |
| K ⁺ | 5-120 mmol/L ³ | CV ≤ 5% (10-60 mmol/L) | 0.01 mmol/L |
| Cl ⁻ | 15-300 mmol/L | CV ≤ 5% (100-250 mmol/L) | 0.1 mmol/L |

1- आमतौर रन (n=30) ब्लड, सीरम, प्लाज्मा

2- कैल्शियम और लीथियम आमतौर पर यूरिन के सैम्पल्स में मापा नहीं जाता है

3- (60-120) और पतला करने की आवश्यकता है

पॉवर

100-240V, 50W अचक्रित
50-60 Hz, 1.6A अचक्रित

आकार और वजन

13.2 x 12.4 x 12 in , 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

परविश की स्थिति

नमी: < 85%
कमरे का तापमान: 60-90°F (15-32°C)

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.

www.diamonddiagnostics.com

main@diamonddiagnostics.com

+1 508-429-0450



DIAMOND
Smart Lab Solutions

SDP23-0190F REV01 02/11/25