



CareLyte *Plus*

Pilihan Untuk Laboratorium Veteriner

CareLyte^{Plus}

Masukan Pengguna
Layar Sentuh 5"
Akses Jarak Jauh

Penyimpanan Data
10.000 Hasil Pasien
10.000 Hasil QC per Level

Konektivitas
LAN, Wifi, 4 port USB
RS232, LIS

Waktu Analisis
28 detik (512/jam)

Kalibrasi
2 Poin Setiap 4 Jam
1 Titik Setiap Sampel
Sesuai Permintaan

Jumlah Parameter
5 Jumlah
4 (Bersamaan)

Mendukung
Antarmuka Layanan Online

Ukuran Sampel
Darah Utuh, Serum (95 µl)
Plasma, QCs (95 µl)
Air seni (180 µl)

Bahasa
English, 中文, Français, Deutsch,
Italiano, 日本語, 한국어, Português,
Русский, Español, Türkçe, Bahasa Indo

Pilihan Dokter Hewan
Kucing, Anjing, Sapi, Kuda,
Babi, Ovine, Murine atau Terbuka

Parameter	Jangkauan	Reproduksibilitas ¹	Resolusi
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Air Seni ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-Khas Dalam Jangkauan (n=30) Darah, Serum, Plasma

2-Kalsium dan Litium biasanya tidak diukur dalam sampel urin

3-(60-120) membutuhkan pengenceran tambahan

Kekuatan
100-240V, 50W maks
50-60 Hz, 1.6A maks

Ukuran & Berat
13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Kondisi Sekitar
Kelembaban: < 85%
Suhu Kamar: 60-90°F (15-32°C)