



CareLyte *Plus*

La Scelta per i Laboratori Veterinari

 diamonddiagnostics.com/carelyteplus

CareLyte^{Plus}



Parametro	Allineare	Riproducibilità ¹	Risoluzione
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urina ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

1-tipico all'interno dell'analisi (n=30) sangue, siero, plasma

2-calcio e litio non vengono generalmente misurati nei campioni di urina

3-(60-120) richiede una diluizione aggiuntiva

Elettricità

100-240V, 50W max
50-60 Hz, 1.6A max

Dimensioni e Peso

13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

Condizioni Ambientali

Umidità: < 85%
Temperatura Ambiente: 60-90°F (15-32°C)



DIAMOND
Smart Lab Solutions

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.

www.diamonddiagnostics.com

main@diamonddiagnostics.com

+1 508-429-0450

SP23-0192F REV01 02/11/25