



CareLyte *Plus*

اختيار المختبرات البيطرية



diamonddiagnostics.com/carelyteplus

CareLyte Plus



البيرامتر	نطاق	1 التكاثر	دقة
Na ⁺	40-200 mmol/L	CV ≤ 1% (120-160mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	1.7-15 mmol/L	CV ≤ 1.5% (2.5-6 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	50-200 mmol/L	CV ≤ 1% (85-130 mmol/L)	0.1 mmol/L
Ca ⁺⁺	0.3-5.0 mmol/L	SD ≤ 0.02 mmol/L (0.8-1.5 mmol/L)	0.001 mmol/L
Li ⁺	0.2-5.5 mmol/L	SD ≤ 0.03 mmol/L (0.4-1.3 mmol/L)	0.001 mmol/L
Urine ² Na ⁺	3-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L
K ⁺	5-120 mmol/L ³	CV ≤ 5% (10-60 mmol/L)	0.01 mmol/L
Cl ⁻	15-300 mmol/L	CV ≤ 5% (100-250 mmol/L)	0.1 mmol/L

نموذجي داخل المدى (ن = 30) الدم ، المصل ، البلازما-1
لا يتم قياس الكالسيوم والبوتاسيوم عادة في عينات البول-2
تتطلب تخفيفا إضافيا (60-120) 3-

قوة
100-240V, 50W يصدق الال دجلا
50-60 Hz, 1.6A يصدق الال دجلا

الحجم والوزن
13.2 x 12.4 x 12 in, 14 lbs
335 x 315 x 295 mm, 6 kgs

الظروف المحيطة
% رطوبة: > 85
90-60 °F (15-32°C) درجة حرارة الغرفة:

333 Fiske Street, Holliston, MA 01746 U.S.A.

www.diamonddiagnostics.com

main@diamonddiagnostics.com

+1 508-429-0450



DIAMOND
Smart Lab Solutions

SDP23-0201F REV01 02/11/25